

# LES COUSSINS PERCÉS MOUSSE



Réf. 410151 coussin rond percé housse coton

- ✓ Prévention d'escarres
- ✓ Confort et formes ergonomiques
- ✓ Qualité et légèreté
- ✓ Adaptable à la morphologie



Réf. 410851 coussin rond percé housse marine

## DESCRIPTIF

Evidés au centre, les coussins percés sont conçus pour soulager et limiter les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes.

Composition:

réf. 410151 : mousse polyether 24 kg/m<sup>3</sup> qualité Bultex et housse amovible 100% coton

réf. 410851 : mousse polyether moulée 55 kg/m<sup>3</sup> et housse amovible 100% polyester.

### Garantie : 2 ans

Référence	Désignation	Dimension	Poids supporté	Poids total
410151	coussin rond percé housse coton	ø ext. 43 cm ø int. 19 cm épaisseur : 9 cm	90 kg	0,340 kg
410851	coussin rond percé housse marine	ø ext. 47,5 x 36,5 cm ø int. 21 x 9 cm épaisseur : 6,5 cm	90 kg	0,480 kg

