

permobil

ROHO®
COUSSIN AIRLITE®



**CONFORT.
SIMPLICITÉ.**

À PROPOS DU COUSSIN AIRLITE®

Le coussin AirLITE® est un coussin de forme anatomique avec insert air intégré dans la cuvette ischiatique permettant un confort optimal, un soulagement des zones de pression et une prévention posturale assurée.

Il est conçu pour assurer une bonne position et un grand confort d'assise grâce à la combinaison d'une base en mousse de haute qualité et de la technologie ROHO AIR FLOATATION™. Ce coussinet air protège l'utilisateur et supprime le risque dû au vieillissement de la mousse.

Le coussin AirLITE® est léger et facile à utiliser. Il garantit une grande stabilité à l'utilisateur, sans réglage ou ajustement particulier. Il est disponible en plusieurs tailles.



SPÉCIFICATIONS

S'appuyant sur des preuves cliniques, scientifiques et techniques, ce produit convient aux personnes pouvant :

- Avoir des risques de lésions de la peau ou de dégradation des tissus mous
- Avoir besoin d'une plus grande stabilité
- Avoir besoin d'un alignement des membres inférieurs
- Avoir besoin d'un coussin plus stable lors du transfert
- Souhaiter un confort d'assise optimal

PROPRIÉTÉS

- Coussin avec plot d'abduction plat pour faciliter les transferts
- Découpe anatomique pour protection du sacrum
- Cuvette ischiatique pour immersion des ischions
- Coussin profilé pour faciliter la propulsion podale
- Insert ROHO AIR FLOATATION™ intégré
- Base rigide sous le coussin pour limiter l'effet hamac

CARACTÉRISTIQUES

Le coussin AirLITE® est livré avec une housse et un guide d'utilisation.

COMPOSITION :

- Insert à air ROHO AIR FLOATATION™
- Base en mousse polyéthylène profilée
- Housse incontinence en Polyester Stretch, lavable en machine, avec surface antidérapante sur les côtés et le fond de la housse.

DIMENSIONS : Convient à une largeur d'assise de 33 à 51 cm.

HAUTEUR : de 5 à 9,5 cm environ (sans personne assise sur le coussin).

POIDS DU COUSSIN : 1 kg (poids basé sur la référence AL1816HD). Le poids dépend de la taille du coussin.

POIDS MAX. UTILISATEUR: 136 kg.

GARANTIE : coussin 2 ans / housse 6 mois.



© 2018 ROHO, Inc. Les produits présentés sont des marques déposées par ROHO, Inc : DRY FLOATATION®, AGILITY®, ROHO®, AIR FLOATATION™ et AGILITY CARBON™.

Nous vous recommandons de consulter un professionnel en réadaptation lors de la commande et de l'installation des produits ROHO.

permobil

Permobil France | 23-25 Rue de Villeneuve | 94150 RUNGIS | Tél. +33 (0)1 73 09 1234
info@permobil.fr | www.permobil.fr

ROHO, Inc. has a policy of continual product improvement and reserves the right to amend in this document.



The Quality Management System of ROHO, Inc. is certified to ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.

