

permobil

GAMME SMART
avec système SMARTCHECK®

ROHO



**EXTRAORDINAIRE,
COMME VOUS.**

COUSSINS SENSOR READY™ AVEC SMART CHECK®

Gamme SMART par ROHO®

Parmi les meilleurs dispositifs électroniques au monde de contrôle individualisé de coussin, le système Smart Check offre à chacun un coussin doté d'une technologie innovante. Le Smart Check est conçu pour fonctionner exclusivement avec les coussins ROHO Sensor Ready HIGH PROFILE® et MID PROFILE®. Ensemble, ils constituent la gamme de coussins intelligents ROHO SMART®.

AVANTAGES



Surveillance en temps réel, sécurité au quotidien.

Les coussins Sensor Ready sont tous dotés d'une valve spécifique permettant de brancher facilement le boîtier de contrôle Smart Check. C'est le premier dispositif de sécurité électronique de coussin permettant de trouver et de vérifier une zone de gonflage individualisé. Deux modes de configurations permettent d'apporter à la fois aux utilisateurs novices une sécurité de réglage de leur coussin et aux utilisateurs experts, d'enregistrer le choix de leur propre réglage.

Confiance & Autonomie

Smart Check calcule automatiquement et de façon individuelle, grâce à un algorithme, la bonne zone de réglage de gonflage de votre coussin ROHO. Soyez rassuré, vous pouvez vérifier votre réglage autant de fois que vous le souhaitez!

Adaptabilité

Le Smart Check et les coussins Sensor Ready s'adaptent aux changements physiologiques de chacun, offrant la possibilité de réinitialiser le système selon vos besoins. Vous bénéficiez ainsi des performances maximales de votre coussin ROHO à long terme.

Mémorisation des données

Le Smart Check garde en mémoire le réglage individualisé (Smart Setup). Les cliniciens peuvent aussi enregistrer le réglage qu'ils souhaitent préconiser (Optional Setup).

Feedback instantané

Un retour en temps réel, à l'aide d'une simple pression sur le bouton de contrôle, assure à l'utilisateur et ses accompagnants d'avoir un coussin correctement gonflé, dans la zone de gonflage prédéfinie.

FONCTIONNALITÉS DU SMART CHECK



- Fonctionne avec les coussins ROHO Sensor Ready HIGH PROFILE, MID PROFILE
- Bouton "Check" pour contrôler le niveau de gonflage
- Sauvegarde de plages de réglages individuels
- Deux modes de configuration pour optimiser les avantages du coussin
- Possibilité de réinitialisation et de programmer un nouveau réglage selon les changements physiologiques au fil du temps
- Possibilité de contrôle illimité
- Arrêt automatique
- Amovible pour le rangement
- Facile à brancher et débrancher du coussin
- Piles disponibles dans tous les commerces
- Pile longue durée (prévue pour 2 ans à raison de 4 contrôles par jour)
- Forme ergonomique
- Indicateur de batterie faible
- Pratique, transportable et durable
- Facile à comprendre et à utiliser
- Facile à nettoyer et désinfecter

PRODUITS



ROHO MONOCOMPARTIMENT HIGH PROFILE AVEC TECHNOLOGIE SENSOR READY

Hauteur des cellules : 10.5 cm (4,25")



ROHO MONOCOMPARTIMENT MID PROFILE AVEC TECHNOLOGIE SENSOR READY

Hauteur des cellules : 8.5 cm (3,25")

Les cliniciens peuvent recommander en toute confiance le système Smart Check, sachant que leurs patients peuvent facilement vérifier et ajuster le réglage de leur coussin ROHO. Le Smart Check permet à chacun d'avoir une protection maximale de la peau en offrant un contrôle instantané et donc une grande tranquillité d'esprit.

POURQUOI CHOISIR ROHO ?

Protection

ROHO est le leader mondial des solutions d'assise permettant de prévenir et de traiter les escarres, y compris les lésions du tissu profond, tout en assurant une protection cutanée et tissulaire.

Preuves cliniques

ROHO a participé à plus de 90 études scientifiques et cliniques pour renforcer et vérifier l'efficacité d'un coussin ROHO DRY FLOATATION® dans la cicatrisation, le traitement et la prévention des escarres, y compris les lésions de tissu profond.

Ajustabilité

Les coussins ROHO DRY FLOATATION, contrairement aux produits en mousse, offrent la possibilité de s'ajuster en permanence à la morphologie de la personne et de suivre toutes les évolutions du corps durant les mois et les années à venir.

Adaptabilité

Les coussins ROHO DRY FLOATATION s'adaptent aux déplacements et aux mouvements de l'utilisateur tout au long de la journée.

Durabilité

La haute qualité du néoprène utilisé par ROHO et les processus de fabrication certifiés ISO assurent performance et sécurité au coussin au fil des années.



COUSSIN ROHO MONOCOMPARTMENT SENSOR READY®

INDICATIONS

S'appuyant sur des preuves cliniques, scientifiques et techniques, ce produit convient aux personnes pouvant :

- avoir des risques de lésions de la peau ou de dégradation des tissus mous
- avoir actuellement des lésions de la peau et/ou une dégradation des tissus mous
- avoir des antécédents de greffes de peau, et / ou de chirurgie musculo-cutanée
- nécessiter une compensation ou une correction de l'obliquité de bassin allant de 7,5 cm sur le HIGH PROFILE et de 5,5 cm sur le MID PROFILE
- avoir besoin d'aide pour régler leur coussin
- vouloir instantanément un feedback et avoir la tranquillité d'esprit d'avoir un coussin toujours bien réglé

SPÉCIFICATIONS

INCLUS : un coussin HIGH PROFILE ou MID PROFILE, une housse, une pompe manuelle, un kit de réparation et mode d'emploi.

DIMENSIONS : large gamme de tailles pour s'adapter aux différentes largeurs de fauteuil :

HIGH PROFILE : de 29 cm à 68 cm (11,5" à 26,75")

MID PROFILE : de 33,5 cm à 50,5 cm (13,25" à 20")

POIDS : Varie en fonction des dimensions, environ 1,5 kg (pour le coussin HIGH PROFILE 45 x 43 cm)

GARANTIE : 2 ans pour le coussin, 6 mois pour la housse

POIDS MAXIMAL : Illimité (le coussin doit être adapté à la taille de l'utilisateur)

SPÉCIFICATIONS POUR LE SYSTÈME SMART CHECK :

Inclus : Système Smart Check, housse de rangement et mode d'emploi.

GARANTIE : 2 ans

THE ROHO DIFFERENCE

**Expérience**

ROHO fabrique des coussins depuis plus de 45 ans. Actuellement, plus d'un million de coussins sont utilisés, dans plus de 65 pays partout dans le monde.

Leadership

ROHO collabore activement avec les experts et les associations du secteur et peut s'appuyer sur l'expertise du Conseil Scientifique consultatif de ROHO, composé de chefs de file mondiaux dans la recherche sur la prévention des escarres.

Passion

ROHO offre un service client doublé d'une garantie produit pour s'assurer que nos clients bénéficient des meilleurs produits et services possibles.

©2016 ROHO, Inc. Les produits présentés sont des marques déposées par ROHO, Inc: SMART CHECK®, SENSOR READY™, DRY FLOATATION®, HIGH PROFILE®, MID PROFILE™, and ROHO®.

Nous vous recommandons de consulter un professionnel en réadaptation lors de la commande et de l'installation de produits ROHO.

