

permobil

COUSSINS  
GAMME SELECT®

ROHO<sup>®</sup>



**EXTRAORDINAIRE,  
COMME VOUS.**

# PROTECTION SUPÉRIEURE DE LA PEAU ET CONFORT INÉGALÉ

Gamme SELECT par ROHO®

La gamme SELECT est l'une des gammes de produits les plus connues. Elle intègre l'ISOFLO® Memory Control, une technologie révolutionnaire offrant une protection de la peau et des tissus mous ainsi qu'une solution de positionnement. ISOFLO offre à chaque individu une solution de stabilité et de positionnement ajustable, rapide et simple, sans quitter la position assise.

## AVANTAGES

### Des technologies innovantes au service de la prévention anti escarre

Basé sur plus de 45 ans de recherche et d'expérience, la technologie ROHO® DRY FLOATATION®, basée sur l'hydrostatique, repose sur quatre principes :

- une liberté de mouvement dans six directions
- une répartition uniforme et constante de la pression
- une basse tension superficielle
- une basse tension de frottement et de cisaillement

De plus, les coussins de la gamme SELECT® sont dotés du système révolutionnaire ISOFLO Memory Control. Avec la fonction ISOFLO Memory Control, l'utilisateur peut facilement ajuster et enregistrer les réglages de positionnement en modulant l'air dans quatre quadrants, créant ainsi une assise plus stable.

"J'adore mon coussin QUADTRO SELECT et je pense qu'il est assez cool ! Il m'aide à rester assis dans mon fauteuil et protège ma peau."

Abel Rose – Waxahachie, TX



## CARACTÉRISTIQUES

### Un simple bouton à pousser pour une posture parfaite en position assise

La technologie ISOFLO Memory Control, située à l'avant de tous les coussins de la gamme SELECT®, permet à l'air de circuler à l'intérieur du coussin de deux façons :



Avec ISOFLO control **ouvert**, l'air circule librement dans tout le coussin, comme dans un coussin ROHO monocompartiment.



Avec ISOFLO control **fermé**, l'air est emprisonné dans quatre quadrants séparés, assurant une meilleure stabilité et un positionnement amélioré.



## PRODUITS



### ROHO QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE®

Hauteur des cellules : 10 cm (4,25")

Possibilité de correction de l'obliquité du bassin jusqu'à 7,5 cm (3")



### ROHO QUADTRO SELECT® MID PROFILE®

Hauteur des cellules : 7,5 cm (3")

Possibilité de correction de l'obliquité du bassin jusqu'à 5 cm (2")



### ROHO QUADTRO SELECT® LOW PROFILE®

Hauteur des cellules : 5 cm (2")

Possibilité de correction de l'obliquité du bassin jusqu'à 2,5 cm (1")



### ROHO CONTOUR SELECT®

Hauteur des cellules : de 5 à 10 cm (2" à 4,25")

Possibilité de correction de l'obliquité du bassin jusqu'à 2,5 cm (1")



## POURQUOI CHOISIR ROHO ?

### Protection

ROHO est le leader mondial des solutions d'assise permettant de prévenir et de traiter les escarres, y compris les lésions du tissu profond, tout en assurant une protection cutanée et tissulaire.

### Preuves cliniques

ROHO a participé à plus de 90 études scientifiques et cliniques pour renforcer et vérifier l'efficacité d'un coussin ROHO DRY FLOATATION® dans la cicatrisation, le traitement et la prévention des escarres, y compris les lésions de tissu profond.

### Ajustabilité

Les coussins ROHO DRY FLOATATION®, contrairement aux produits en mousse, offrent la possibilité de s'ajuster en permanence à la morphologie de la personne et de suivre toutes les évolutions du corps durant les mois et les années à venir.

### Adaptabilité

Les coussins ROHO DRY FLOATATION® s'adaptent aux déplacements et aux mouvements de l'utilisateur tout au long de la journée.

### Durabilité

La haute qualité du néoprène utilisé par ROHO et les processus de fabrication certifiés ISO assurent performance et sécurité au coussin au fil des années.



## COUSSIN ROHO QUADRO SELECT®

## INDICATIONS

S'appuyant sur des preuves cliniques, scientifiques et techniques, ce produit convient aux personnes pouvant :

- avoir des antécédents de dommages cutanés et/ou tissulaires et/ou des escarres quelle que soit leur catégorie (y compris des lésions du tissu profond), des greffes de la peau et/ou des greffes de lambeaux myocutanés
- présenter un risque de lésions cutanées et/ou tissulaires
- avoir une sensibilité normale ou altérée
- avoir besoin d'une stabilité renforcée
- nécessiter la correction d'une asymétrie pelvienne (médio-latérale et/ou antérieure-postérieure)
- nécessiter un positionnement distinct des fémurs droit et gauche

## SPÉCIFICATIONS

**INCLUS :** un coussin QUADRO SELECT HIGH PROFILE, MID PROFILE ou LOW PROFILE, housse bi-extensible, pompe manuelle, un kit de réparation et mode d'emploi.

**COMPOSITION:** Caoutchouc néoprène ignifuge.

**DIMENSIONS\*:** largeurs disponibles :

HIGH PROFILE - de 30 à 51 cm (12" à 20")

MID PROFILE - de 38 à 46 cm (15" à 18")

LOW PROFILE - de 28 à 51 cm (11" à 20")

\*Possibilité de personnalisation des tailles et conception

**POIDS :** Varie en fonction des dimensions, environ 1,6 kg (pour le coussin HIGH PROFILE 45 x 43 cm)

**POIDS MAXIMAL :** Illimité (le coussin doit être adapté à la taille de l'utilisateur)

**GARANTIE :** Garantie limitée de 2 ans pour le coussin, 6 mois pour la housse

## COUSSIN ROHO CONTOUR SELECT®

## INDICATIONS

S'appuyant sur des preuves cliniques, scientifiques et techniques, ce produit convient aux personnes pouvant :

- avoir des antécédents de dommages cutanés et/ou tissulaires et/ou des escarres quelle que soit leur catégorie (y compris des lésions du tissu profond), des greffes de la peau et/ou des greffes de lambeaux myocutanés
- présenter un risque de lésions cutanées et/ou tissulaires
- avoir une sensibilité normale ou altérée
- avoir besoin d'une stabilité renforcée
- nécessiter la correction d'une asymétrie pelvienne (médio-latérale et/ou antérieure-postérieure)
- exiger un plus grand contrôle pelvien - le coussin pré-formé permet un positionnement plus incisif
- nécessiter un positionnement distinct des fémurs droit et gauche
- avoir besoin d'un alignement des membres inférieurs

## SPÉCIFICATIONS

**INCLUS :** un coussin CONTOUR SELECT, housse bi-extensible, pompe manuelle, un kit de réparation et mode d'emploi.

**COMPOSITION :** Caoutchouc néoprène ignifuge.

**DIMENSIONS\*:** largeurs disponibles de 33 à 61 cm (13" à 24")

\*Possibilité de personnalisation des tailles et conception

**POIDS :** Varie en fonction des dimensions, environ 1,4 kg (pour le coussin 45 x 43 cm)

**POIDS MAXIMAL :** Illimité (le coussin doit être adapté à la taille de l'utilisateur)

**GARANTIE :** Garantie limitée de 2 ans pour le coussin, 6 mois pour la housse

## POURQUOI CHOISIR ROHO?



## Expérience

ROHO fabrique des coussins depuis plus de 45 ans. Actuellement, plus d'un million de coussins sont utilisés, dans plus de 65 pays partout dans le monde.

## Leadership

ROHO collabore activement avec les experts et les associations du secteur et peut s'appuyer sur l'expertise du Conseil Scientifique consultatif de ROHO, composé de chefs de file mondiaux dans la recherche sur la prévention des escarres.

## Passion

ROHO offre un service client doublé d'une garantie produit pour s'assurer que nos clients bénéficient des meilleurs produits et services possibles.

©2016 ROHO, Inc. Les produits présentés sont des marques déposées par ROHO, Inc.:  
CONTOUR SELECT®, DRY FLOATATION®, HIGH PROFILE®, ISOFLO®,  
LOW PROFILE®, MID PROFILE™, QUADRO SELECT®, ROHO® and shape fitting technology®.

Nous vous recommandons de consulter un professionnel en réadaptation lors de la commande et de l'installation de produits ROHO.



The Quality Management System  
of ROHO, Inc. is certified to  
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.