



**EXTRAORDINAIRE,  
COMME VOUS.**



# SYSTÈME DE DOSSIERS DURABLE ET POLYVALENT DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE ROHO® AIR FLOATATION™.

## Système de dossiers ROHO AGILITY

Après un grand succès dans le secteur de l'assise et du positionnement en fauteuil pendant plus de 45 ans, ROHO a souhaité aller encore plus loin dans les solutions apportées aux besoins des thérapeutes et des utilisateurs. Notre réponse, un système de dossier de positionnement innovant.

### AVANTAGES




Le dossier ROHO AGILITY a été conçu pour convenir à différentes tailles et morphologies. Il peut être facilement ajustable, et s'adapte sur la majorité des fauteuils du marché. Les dossiers AGILITY sont extrêmement légers et résistants et sont conçus pour être très stables.

### Technologie ROHO AIR FLOATATION


Les dossiers ROHO AGILITY sont conçus pour être légers et s'adapter à toutes les morphologies. Ils intègrent la technologie ROHO AIR FLOATATION qui permet d'ajuster le niveau d'air à chaque changement postural et apporter un confort optimal.

#### "Réversibilité"

- Ajustable pour s'adapter au mieux à chaque morphologie.
- Peut être retourné pour convenir à des bustes ou des épaules plus larges.




### FIXATIONS AGILITY



#### Fixation fixe

La fixation fixe est idéale pour les utilisateurs qui n'ont que très rarement besoin de démonter leur dossier.



#### Fixation amovible Quick Release

Avec le système de fixation Quick release, le démontage pour le transport ou le rangement est instantané, même pour les personnes avec très peu de force et de dextérité. Déverrouillez le dossier et soulevez-le par la poignée.



#### Fixation pour AGILITY CARBON

Avec une simple accroche de chaque côté, la fixation intégrée du dossier AGILITY CARBON a une apparence épurée tout en étant plus petite, plus légère et plus résistante que la fixation fixe classique.

## PRODUITS

**DOSSIER ROHO AGILITY CARBON™**

Avec une construction en fibre de carbone moulée par compression, légère, le dossier AGILITY CARBON combine haute résistance et design épuré. Notre composition en fibre de carbone 12K tissée à plat représente les dernières avancées dans le matériel de haute performance. Le résultat est un système d'assise fabriqué avec précision, aussi agréable à regarder qu'à utiliser.

Profondeurs disponibles : Minimum Contour: 3" (7.5 cm)

Mid Contour: 4" (10 cm)

Largeurs disponibles : 14" (35.5 cm), 15" (38 cm), 16" (40.5 cm), 17" (43 cm), and 18" (45.5 cm)

Hauteurs disponibles : 10" (25.5 cm), 13" (33 cm), and 16" (40.5 cm)

**DOSSIER ROHO AGILITY MIN CONTOUR**

Le dossier ROHO AGILITY Min Contour permet un soutien postural de base pour les personnes utilisant leur fauteuil roulant de manière autonome et qui ont un bon maintien du buste, tout en ayant besoin de réglage pour améliorer l'amplitude de leur mouvement et leur mobilité.

Profondeur du dossier : avec insert air : 7,5 cm (3")

Modèle disponible : Mousse avec insert à air + support lombaire

Largeurs disponibles : 35,5 cm (14"), 38 cm (15"), 40,5 cm (16"), 43 cm (17"), 45,5 cm (18"), 48,5 cm (19") et 51 cm (20")

Hauteurs disponibles : 25,5 cm (10"), 33 cm (13"), 40,5 cm (16") et 45,5 cm (18")

**DOSSIER ROHO AGILITY MID CONTOUR**

Le dossier ROHO AGILITY Mid Contour est recommandé pour les utilisateurs qui ont besoin d'un soutien postural et d'un maintien du buste, tout en gardant une liberté de mouvement et en étant indépendant lors des transferts.

Profondeur du dossier : avec insert air : 10 cm (4")

Modèle disponible : Mousse avec insert à air + support lombaire

Largeurs disponibles : 35,5 cm (14"), 38 cm (15"), 40,5 cm (16"), 43 cm (17"), 45,5 cm (18"), 48,5 cm (19") et 51 cm (20")

Hauteurs disponibles : 25,5 cm (10"), 33 cm (13"), 40,5 cm (16"), 45,5 cm (18") et 51 cm (20")

**DOSSIER ROHO AGILITY MAX CONTOUR**

Le dossier ROHO AGILITY Max Contour offre un soutien postural important. Il est recommandé pour les utilisateurs qui ont, ou risquent d'avoir, des douleurs dorsales et/ou aux épaules et qui souhaitent un confort accru ainsi qu'un bon maintien du tronc.

Profondeur du dossier : avec insert air : 18 cm (7")

Modèle disponible : Mousse avec insert à air + support lombaire

Largeurs disponibles : 35,5 cm (14"), 38 cm (15"), 40,5 cm (16"), 43 cm (17"), 45,5 cm (18"), 48,5 cm (19") et 51 cm (20")

Hauteurs disponibles : 40,5 cm (16"), 45,5 cm (18") et 51 cm (20")

**DOSSIER ROHO AGILITY CUSTOM**

Le système de dossier AGILITY CUSTOM offre la possibilité d'intégrer un dispositif DRY FLOATATION® adapté spécifiquement aux besoins individuels de l'utilisateur, en fonction de la morphologie, de l'attitude ou du soutien demandé.

Chaque AGILITY CUSTOM peut être personnalisé avec une combinaison de cellules DRY FLOATATION® de différentes hauteurs pour un confort et un maintien optimal. Une ou plusieurs valves peuvent également être demandées pour contrôler le flux d'air.

**Le système AGILITY Custom peut être monté sur toutes les tailles de dossier AGILITY.**

## CALES TRONC ROHO AGILITY

Les cales-tronc AGILITY sont conçus pour apporter un soutien et un positionnement supplémentaires au niveau du buste. Les cales-tronc sont disponibles en version escamotable ou fixe avec un montage droit ou déporté.

### Cales-tronc escamotables :

Facilite les transferts.

Disponibles avec un montage droit ou déporté.

Les pads sont livrés avec une base incurvée recouverte de mousse et d'une housse.

3 tailles disponibles : 10x10 cm (M), 10x12,5 cm (L), 12,5x12,5 cm (XL)

### Cales-tronc fixes :

Disponibles avec un montage droit ou déporté.

Les pads sont livrés avec une base droite recouverte de mousse et d'une housse.

3 tailles disponibles : 10x10 cm (M), 10x12,5 cm (L), 12,5x12,5 cm (XL)

Les cales-tronc AGILITY sont compatibles uniquement avec les dossiers AGILITY Min et Mid Contour, à partir d'une hauteur de dossier de 33 cm (13")



Cale-tronc fixe



Cale-tronc escamotable

## APPUI-TÊTE AGILITY ET ADAPTATEUR D'APPUI-TÊTE

### APPUI-TÊTE AGILITY

Cet appui-tête polyvalent est complètement réglable dans toutes les directions. Il s'ajuste horizontalement, verticalement et pivote sur une tête rotative. Le collier d'arrêt vous permet d'enlever l'appui-tête sans changer le positionnement souhaité.



### ADAPTATEUR POUR APPUI-TÊTE

L'adaptateur pour appui-tête est conçu pour pouvoir adapter n'importe quel appui-tête du marché sur les dossiers ROHO AGILITY.



## POURQUOI CHOISIR ROHO?



### Expérience

ROHO fabrique des coussins depuis plus de 45 ans. Actuellement, plus d'un million de coussins sont utilisés, dans plus de 65 pays partout dans le monde.

### Leadership

ROHO collabore activement avec les experts et les associations du secteur et peut s'appuyer sur l'expertise du Conseil Scientifique consultatif de ROHO, composé de chefs de file mondiaux dans la recherche sur la prévention des escarres.

### Passion

ROHO offre un service client doublé d'une garantie produit pour s'assurer que nos clients bénéficient des meilleurs produits et services possibles.

©2016 ROHO, Inc. Les produits présentés sont des marques déposées par ROHO, Inc.: DRY FLOATATION®, AGILITY®, ROHO®, AIR FLOTATION™.

Zytel® est un produit déposé par DuPont™

Nous vous recommandons de consulter un professionnel de réadaptation lors de la commande et de l'installation des produits ROHO.



**permobil**