

FAUTEUIL COQUILLE

Le siège coquille est fourni avec un coussin d'assise de 80 mm d'épaisseur (hauteur de dossier 770 mm). Les hauteurs de dossier et d'accoudoir dépendent de l'épaisseur du coussin (coussin dispo en 60 - 80 - 100 mm).

Coussin anti-escarre disponible en option. (T2, T11, T14)



Appui-tête rembourré

Sangles 5 points d'origine



Option **B52**
Porte sérum



Option palettes séparées
(sur demande à la commande)



Table 378 disponible



Pièment 5 roulettes
dont une directionnelle

Option: **B12** - Tablette amovible, rabattable et réglable en profondeur (pour fauteuils taille 380 à 480 mm)

Palette repose-pieds monobloc montée sur un ressort afin de pouvoir rester debout sur cette palette lors d'un transfert.

Egalement disponible : Option coussins anti-escarre de 80 mm pour fauteuil en Dartex (uniquement coloris vert, orange ou prune)



670	230 (coussin 60mm) 250 (coussin 80mm) 270 (coussin 100mm)	450.470.490 510.520.530 540.550.560	1190 1215 1240	750 770 790	-4/36°	460	1120	36	120
790 (XXL) 790 (XXL)	230	520.540.560	1240	780		500	1120	37	150