

FAUTEUIL COQUILLE

Fauteuil Coquille intérieur/extérieur à 4 roues 2 grandes roues arrière et 2 roues avant 6 pouces directionnelles.

Coussin anti-escarre disponible en option. (T2, T11, T14)



dartex
vert



dartex
prune



dartex
praline



dartex
parme



Option **B52**
Porte sérum



Table 378 disponible



Option: **B12** - Tablette
amovible, rabattable
et réglable en profondeur
(pour fauteuils taille
380 à 480 mm)

Option palettes séparées
(sur demande à
la commande)





Frein à tambour
accessible au pied

Hauteur d'assise réglable
(de 450 à 560 mm)

Support palette repose-pieds
monté sur ressort

Repose-jambes à
allongement
automatique indépendant

**Egalement disponible : Option coussins
anti-escarre de 80 mm pour fauteuil en Dartex
(uniquement coloris vert, orange ou prune)**



670

380
400
420
440
480

230 (coussin 60mm)
250 (coussin 80mm)
270 (coussin 100mm)

450.470.490
510.520.530
540.550.560

1190
1215
1240

750
770
790

-4/36°

460

1120

36

120

790 (XXL)
790 (XXL)

230

520.540.560

1240

780

500

1120

37

150