

## Releveur Styléa I

réf. 4801\*\*







Microfibre  
chocolat

Microfibre  
bronze

Microfibre  
beige

Microfibre  
titane

### Les plus :

-  **Confort**
-  **Motorisation basse tension**
-  **Pochette range livre**
-  **Repose jambe en continuité du fauteuil**
-  **Assise déhoussable**


Similicuir  
chocolat

### Argumentaire commercial :

Un fauteuil avec une ligne traditionnelle. Très confortable, il se lève en douceur et est doté de l'inclinaison « quasi couchage ». Astucieux la pochette range livres sur le coté droit. Spacieux et agréables, ces fauteuils de qualité savent être utiles, et permettent de se relever et de se détendre en toute sécurité.

### Caractéristiques produit :

Coloris	Les 2 derniers chiffres correspondent au code couleur Beige (30)-Vert bronze (31)-Chocolat (35)-Titane (34)-Similicuir Chocolat (15)
Matériaux	Mécanisme en acier - vérin électrique basse tension 24 volts – recouvrement <i>microfibres ou similicuir</i>
Poids de l'article	50,5 kilos
Poids supporté	130 kilos
Hauteur de l'assise par rapport au sol	50 cm
Hauteur totale	105 cm
Largeur Totale	82 cm
Largeur d'Assise	56 cm
Hauteur du dossier	64 cm
Hauteur des accoudoirs	58 cm
Profondeur totale	85 cm
Profondeur de l'assise	50 cm
Profondeur allongée	157 cm
Motorisation	1 moteur
Inclinaison du dossier	Quasi couchage – 150° d'inclinaison entre l'assise et le dossier
Densité de la mousse	21 kg/m <sup>3</sup> (flancs – accoudoirs - assises) 24 kg/m <sup>3</sup> - fibres creuses (dossier)
Puissance électrique absorbée	88 Watts

Conformité aux normes en vigueur :

Poids du produit emballé : 55,5 kg

Dimensions du produit emballé : sous carton individuel 820\*830\*765 mm

Garantie : 2 ans

Référence	Désignation	Code EAN	Prix d'achat
480130	Stylea I Beige	3401548692844	
480131	Stylea I Bronze	3401548692905	
480135	Stylea I Chocolat	3401548693094	
480134	Stylea I Titane	3401041238051	
480115	Stylea I similicuir chocolat	3401060042974	