

CARACTÉRISTIQUES

Fauteuil releveur

• Couette Cocoon

- Accueil ultra moelleux
- Housse compartimentée garnie de fibres creuses siliconées
- Allègement des points de pression

• Modules de couettes lavables et/ou remplaçables

• 2 largeurs et 2 profondeurs d'assise modulables

- Largeur : 44 ou 50 cm
- Profondeur : 45 ou 55 cm

• Hauteur sol / assise : 52 cm

• Accoudoirs escamotables et/ou amovibles

Possibilité aisée de transfert (gauche et droit)

• Options disponibles

- Kit mobilité (déplacement sans patient)
- Tablettes (réversible)
- Porte-revues (réversible)
- Kit d'accès soulève-patient (pieds de 6 ou 13 cm)
- Protection de tête

• Poids maximum : 160 kg

• Dimensions hors-tout :

H.108,5 x L.93 x P.90 cm

Le COCOON

Electrique 1 ou 2 moteurs

Le fauteuil COCOON est un fauteuil releveur électrique et ultra confortable, multi-positions qui facilite l'accès aux soins, aux transferts et à son nettoyage.

Le COCOON peut s'utiliser aussi bien à domicile qu'en collectivité, du fait de son revêtement aux Normes Feu et à son nettoyage aisé.

Il est constitué de couettes zippées amovibles et lavables à 30° (possibilités de remise en état à coûts réduits).

Ce fauteuil releveur électrique est doté d'accoudoirs amovibles et / ou escamotables afin de faciliter les transferts (fauteuil évolutif en cas d'évolution de pathologie).

Le COCOON 2 moteurs permet de gérer l'inclinaison du dossier indépendamment de l'inclinaison du repose-jambes

Le COCOON à l'esthétique soignée est un produit, exclusif sur le marché, de conception et de fabrication Française.

2 Design disponibles : Génération 1 & Génération 2.

Développé pour les prestataires de santé

Pas de possibilité de prise en charge sauf MDPH

Mobilité

☆☆☆☆☆

Se relever sans effort

★★★★★

Autonomie électrique

★★★★★

Bien-Être & Confort

★★★★★



Position TV
dès le Cocoon 1 moteur

Coloris

Revêtements **PU**
Imperméables



Chocolat



Taupe

Revêtements **PVC/PU** Imperméables



Citron



Framboise



Pistache



Réglisse

Revêtements polyester
Velours déperlant



Marron



Grège

Tissu Chiné



Gris



Marron

**Batterie
Lithium
en option**

Génération 1



Couettes amovibles lavables
en machine à 

Génération 2




Garantie fauteuil

2 ans

Garantie
mécanique & vérin

5 ans

Options




Kit mobilité



Kit accès
soulève-patient




Protection de tête



Porte-revue



Tablette



Pillow



MADE IN
FRANCE

Brevets déposés

Finition polyester Velours Marron et polyester Tissus Gris Chiné

CARACTÉRISTIQUES

Fauteuil releveur

- **Couette Cocoon**
 - Accueil ultra moelleux
 - Housse compartimentée garnie de fibres creuses siliconées
 - Allègement des points de pression
- **Modules de couettes lavables et/ou remplaçables**
- **2 largeurs et 2 profondeurs d'assise modulables**
 - Largeur : 44 ou 50 cm
 - Profondeur : 45 cm
- **Hauteur sol / assise : 45 cm**
- **Accoudoirs escamotables et/ou amovibles**
Possibilité aisée de transfert (gauche et droit)
- **Options disponibles**
 - Kit mobilité (déplacement sans patient)
 - Tablettes (réversible)
 - Porte-revues (réversible)
 - Kit d'accès soulève-patient (Pieds de 6 ou 13 cm)
 - Protection de tête
- **Poids maximum : 130 kg**
- **Dimensions hors-tout :**
H.106 x L.93 x P.90 cm

Le COCOON XS

Electrique 1 moteur

Le fauteuil Cocoon XS est un fauteuil releveur électrique **petite profondeur et petite hauteur sol/assise** ultra confortable, multi-positions qui facilite l'accès aux soins, aux transferts et à son nettoyage.

Le COCOON peut s'utiliser aussi bien à domicile qu'en collectivité, du fait de son revêtement aux Normes Feu et à son nettoyage aisé. Il est constitué de couettes zippées amovibles et lavables à 30° (possibilités de remise en état à coûts réduits).

Ce fauteuil releveur électrique est doté d'accoudoirs amovibles et / ou escamotables afin de faciliter les transferts (fauteuil évolutif en cas d'évolution de pathologie).

Le COCOON à l'esthétique soignée est un produit, exclusif sur le marché, de conception et de fabrication Française.

Design disponible : Génération 1

Développé pour les prestataires de santé

Pas de possibilité de prise en charge sauf MDPH

Mobilité




Se relever sans effort



Autonomie électrique



Bien-Etre & Confort



Moins
de 1,60 m
Max 130 kg




Position TV
dès le Cocoon 1 moteur

Coloris

Revêtements **PU**
Imperméables




Chocolat



Taupe

Revêtements polyester
Velours déperlant




Marron



Grège


Tissu Chiné




Gris

**Batterie
Lithium
en option**

Uniquement disponible
en Génération 1



Couettes amovibles lavables
en machine à 



Finition polyester PVC/PU Framboise et Velours Grège



MADE IN
FRANCE

Brevets déposés

Options




Kit mobilité



Kit accès
soulève-patient



Protection de tête



Porte-revue



Tablette



Pillow

Garantie fauteuil

2 ans

Garantie
mécanique & vérin

5 ans

CARACTÉRISTIQUES

Fauteuil releveur

• Couette Cocoon

- Accueil ultra moelleux
- Housse compartimentée garnie de fibres creuses siliconées
- Allègement des points de pression

• Modules de couettes lavables et/ou remplaçables

• Taille pour le modèle XXL

- Largeur : 65 cm
- Profondeur : 55 cm

• Hauteur sol / assise : 52 cm

• Accoudoirs escamotables et/ou amovibles

Possibilité aisée de transfert (gauche et droit)

• Options disponibles

- Tablettes (réversible)
- Porte-revues (réversible)
- Kit d'accès soulève-patient (Pieds de 13 cm)
- Protection de tête
- Kit mobilité

• Poids maximum : 220 kg

• Dimensions hors-tout :

H.108,5 x L.103 x P.90 cm

Le COCOON XXL

Electrique 1 moteur

Le fauteuil COCOON est un fauteuil releveur électrique grande largeur, ultra confortable, multi-positions qui facilite l'accès aux soins, aux transferts et à son nettoyage.

Le COCOON peut s'utiliser aussi bien à domicile qu'en collectivité, du fait de son revêtement aux Normes Feu et à son nettoyage aisé. Il est constitué de couettes zippées amovibles et lavables à 30° (possibilités de remise en état à coûts réduits).

Ce fauteuil releveur électrique est doté d'accoudoirs amovibles et / ou escamotables afin de faciliter les transferts (fauteuil évolutif en cas d'évolution de pathologie).

Le COCOON à l'esthétique soignée est un produit, exclusif sur le marché, de conception et de fabrication Française.

2 Design disponibles : Génération 1 & Génération 2.

Développé pour les
prestataires de santé

Pas de possibilité de
prise en charge sauf MDPH

Mobilité



Se relever sans effort



Autonomie électrique



Bien-Etre & Confort



à partir
de 1,60 m
Max 220 kg



Position TV
dès le Cocoon 1 moteur

Coloris

Revêtements **PU**
Imperméables



Chocolat



Taupe

Revêtements **PVC/PU** Imperméables



Citron



Framboise



Pistache



Régliste

Revêtements polyester
Velours déperlant



Marron



Grège

Tissu Chiné



Gris




Marron

**Batterie
Lithium**
en option



Possibilité
de charger
ou décharger
la fibre

Couettes amovibles lavables
en machine à 

Génération 1



220
kg

Génération 2



220
kg

Finition PVC/PU Régisse et Pistache



MADE IN
FRANCE

Brevets déposés

Garantie fauteuil

2 ans

Garantie
mécanique & vérin

5 ans

Options



Kit mobilité



Kit accès
soulève-patient




Protection de tête



Porte-revue



Tablette



Pillow