

FAUTEUIL GARDE ROBE

OMEGA ECO



Invacare **Omega Eco**

- Chaise-toilettes ajustable en hauteur de 405 à 585 mm.
- Disponible en coloris lavande.
- Le seau (5 l) est escamotable par le dessus. Nouveau bouchon couvre pot. Poids patient maxi: 140 kg.
- Idéal pour les espaces exigus.
- Largeur d'assise: 450, Profondeur d'assise: 430 mm
- Largeur hors tout: 580 mm
- Découpe intime: 200x255 mm