


# FAUTEUIL GARDE ROBE

## OMEGA PLIANTE H407



### Invacare **Omega Pliante H407** 1471010, 1471027

- Chaise pliante, facile à ranger, idéale pour les petits espaces
- Qualité et stabilité de l'assise
- Seau (5 l) de forme anatomique escamotable par l'arrière
- Découpe intime : 255 x 215 mm
- Poids max utilisateur (kg) 130

#### Pièces détachées

	Bleu Invacare	Lavande
❶ Garniture de dossier	1471023	1470998
❷ Assise amovible	1471024	1470999
❸ Assise percée	1471025	1471000
❹ Manchettes d'accoudoirs (x 2)	1471026	1471001
❺ Seau (5 l) anatomique avec couvercle	1470991	1470991
❻ Patins pour pieds (x 4)	1471002	1471002