

Sofia anodisée



Code article : **1020045S1**

Code ACL : 3401542607905

Famille :

Aides à la marche

Description :

Canne anglaise, réglable en hauteur, finition anodisée

- . haut de Sofia noir,
- . embout Optiflex noir

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec un bras

Classe du dispositif : I

Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol / poignée* : 710 mm
- Hauteur maxi sol / poignée* : 985 mm

→ plage de réglage : 275 mm (tous les 25 mm)

* position médiane sur poignée

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 20g

Description technique

- Mât anodisé : tube en aluminium Ø 22,5x1 (roulé soudé-5086) L= 570 finition anodisée - 3 trous de réglage
- Rallonge anodisée L=490 : tube en aluminium Ø 20x1 (roulé soudé-5086) finition anodisée - 4 trous de réglage
- **Haut de canne Sofia noir** en polypropylène
- **Bague anti-jeu noire** entre mât et rallonge
- Embout anti-bruit
- Blocage réglage en hauteur de la rallonge par clip Ø 22,5 noir
- **Embout Optiflex noir**
- Emballage par paire en **pochette Vilgo 300x1250**

Poids du produit :

0,42 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Déc. 2002**


version mise sur le marché à partir de: **mars 2016**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement



Vignette CE




Sofia anodisée



Liste des pièces :

| N° | Code article | Qtité | Désignation |
|----|--------------|-------|--|
| 1 | A102032 | 1 | Haut de Sofia noir |
| 2 | E102038 | 1 | Mât ano (tube alu Ø22.5x1– L=570 – 3 trous) |
| 3 | A000126 | 1 | Clip de 22.5 noir |
| 4 | A000002 | 1 | Bague diam. 22.5 noire |
| 5 | E102039 | 1 | Rallonge ano (tube alu Ø20x1– L=490 – 4 trous) |
| 6 | A000134 | 1 | Embout anti bruit |
| 7 | A102069 | 1 | Embout Optiflex noir |



Edition 10 – mars 2016