

Cannes béquillons réglables



Dural
(250700)



Bronze
(250800)


Réalisées en tube duraluminium, nos **cannes médicales** sont dotées d'une poignée en T dite Maginot ou Derby et sont réglables en hauteur par clip.

Matériaux : polypropylène ou métacrylate, aluminium.

- > choix des coloris
- > poignée ergonomique
- > réglable en hauteur
- > embout anti dérapant

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 120 KG

Conditionnement :
Carton de regroupement : 50
Palette : 480



DIMENSIONS

Code	Désignation	Hauteur poignée/sol	Dimension poignée	Poids
250700	canne Maginot dural réglable	71/93,5 cm	11,5 cm	0,4 kg
250800	canne Maginot dural réglable bronze			

EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Codes EAN	LPPR TTC
250700	canne Maginot dural réglable	3701127708691	6238091
250800	canne Maginot dural réglable bronze	3701127708738	12.20 €

