

FASHION Cannes fixes



Cashmere pastel



Cashmere fantaisie



Flore



Indira



Black & white



Butterfly



Flower



Forest



Blue Mary

NOUVEAU



Les cannes **FASHION** fixes sont composées d'une poignée Derby montée sur un mât aluminium imprimé avec différents motifs.

Matériaux : aluminium et polypropylène

> Large gamme de coloris

> Poignées Soft touch

Conditionnement :
Carton de regroupement : 50
Palette : 600



GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 110 KG



Poignée soft touch

DIMENSIONS

Hauteur poignée/sol	Dimension poignée	Poids
72/94 cm	12 cm	0,380 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Codes EAN	LPPR TTC
255811	Canne derby cashmere fantaisie	3701127710458	6238091
255813	Canne derby cashmere pastel	3701127710465	
255814	Canne derby forest	3701127752977	
255815	Canne derby blue mary	3701127752946	
255817	Canne derby flore	3701127710472	
255618	Canne derby black & white	3701127715644	12.20 €
255820	Canne derby indira	3701127715699	
255823	Canne derby flower	3701127722031	
255825	Canne derby butterfly	3701127722055	

