

545 bis



Coloris stock permanent	GRIS PASTEL	NOIR DECOR
Code article	1040001S1	1040001S2
Code ACL	3401542611285	3401542611346

Autre coloris
Code article : **1040001**
Code ACL : 3401054005954

Famille :
Canne tripode et quadripode

Description :

Canne tripode acier, finition époxy

Usage revendiqué :
Aide à la marche manipulée avec un bras
Usage intérieur ou extérieur

Classe du dispositif :
1 (non invasif)

Garantie produit :
1 an contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques :

Dimensions (mm) :

- Hauteur* mini : 680 mm
- Hauteur* maxi : 920 mm
- Embase : 310 x 270 mm hors tout
- Epaisseur poignée : 23 mm

* position médiane sur poignée

Description technique :

- Embase : tube acier Ø 20 x 1 mm - Finition époxy – 2 positions de réglage
- Rallonge : tube alu anodisé 17.2x1.35mm – 8 positions de réglage (tous les 25 mm) – réversible gauche droite.
- Blocage position de réglage : vis et écrou moleté zingués
- Bague anti jeu
- Poignée Maginot
- 3 embouts Pivoflex noir

Poids du produit :

0,96 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Avant 1998

Version mise sur le marché : 02/12/13

Etiquetage produit

Vignette de remboursement




Vignette CE



545 bis



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	E000132	1	Poignée Maginot
2	E104005	1	Rallonge alu 545 adulte
3	A000003	1	Bague diam. 20 noire
4	E104000	1	Embase 545 adulte
5	A001056	1	Vis TCB 5x25 + écrou tri-quadri
6	A102030	3	Embout Pivoflex noir CN



Edition 6 – Janv 2014