



Désignation du produit



Code article :
EURO 1800

Famille :
Lits médicalisés pour adultes

Description :
Lit médicalisé électrique pour adultes, ou enfants de plus de 12ans et /ou de plus de 146cm

Usage revendiqué :
Lit pour adulte à usage domestique ou pour collectivité.
Utilisation intérieure.
Conforme norme NF EN 60 601.2.52
pour les environnements 2, 3, 4 et 5
Evaluation de conformité par APAVE Sudeurope

Classe du dispositif : **Classe I**

Garantie produit :
5 ans contre tout vice de fabrication



lire les fiches instructives fournies avec le produit

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Sommier : 2040 x 904
- Hauteur variable : 250 à 775
- Hors tout (panneaux-barrières) : 2110 x 994
- Hors tout (kit boissière) : 2112 x 1010
-
-

Description technique

- Lit à hauteur variable électrique : 250mm à 775mm.
- Sommier à 2 potences à lattes acier.
- Relève buste électrique.
- Relève jambes.
- Option relève jambes électrique à plicature
- Barrières de lits Securis : référence BL3170.
- 4 roues au Ø100 acier à frein..
- Condamnation par clé magnétique de la télécommande.
- Charge maxi : 200kg.
- 220v – 50Hz.
- Facteur de service : 10%.

Poids du produit :

64 KG

Date de 1ère mise sur le marché :

Avril 2013

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Vignette CE