

CADRE DE MARCHE BRIGHTON



Ultraléger, sa main-courante continue permet à l'utilisateur de bien gérer la position de ses mains.

- **Largeur maximum** : 66 cm
- **Réglable en hauteur** : de 80 à 88 cm
- **Profondeur** : 42,5 cm
- **Poids** : 1,9 kg
- **Matière** : Aluminium
- **Couleur** : gris métallisé
- **Diamètre du tube** : 22 mm
- **Poids maxi supporté** : 100 kg

-
- **SA 120 1105**
 - **Code ACL** : 3401095698658
-