

Invacare Brio

Confort et Qualité

Cadre de marche en aluminium anodisé.

Qualité

- Léger et Pliant, il se transporte pour tous les déplacements.
- Poids patient max = 135 kg.
- Existe en version Junior pour s'adapter quelle que soit la taille du patient.

Confort

- Design épuré permettant une utilisation dans les petits espaces et notamment au dessus des toilettes.
- Poignées en mousse souple réglables en hauteur de 770 à 950 mm pour la version standard, de 640 à 820 mm pour la version junior.
- Compact : Seulement 110 mm de profondeur une fois plié !
- Possibilité d'adapter des roulettes et une sacoche pour faciliter les déplacements.

Pièces détachées

❶ Embout	1057797
❷ Bague antibruit	1040655
❸ Bouton ressort	1074462
❹ Pied complet	1058000

Accessoires pour Brio et Asteria


6270E : Paire de roues avant fixes (diamètre 75 mm)


Attention : les hauteurs minimum et maximum du cadre de marche sont différentes si vous y ajoutez des roues à l'avant.



6015 : sacoche multipoche
Uniquement pour **Brio**

Caractéristiques techniques

Largeur entre poignées	430 mm
Largeur entre les pieds	600 mm
Profondeur Hors Tout	Ouvert 430 mm, Plié 110 mm
Hauteur ajustable	770 à 950 mm (Std) / 640 à 820 mm (Jr)
Poids	3 kg (Std) / 2.5 kg (Jr)
Poids max patient	135 kg

Coloris


Aluminium

Code :

Brio version Standard **6291E-A**
Brio version Junior **6291E-JR**