

## Rollator 2 roues Air



Le rollator 2 roues Air est très maniable grâce à son poids mini, ses 4 grandes roues et sa largeur très réduite aux poignées. La structure est pliable facilement et les poignées sont réglables en hauteur.

Dimensions : larg. 49,5 x prof. 56 x haut. 85/91 cm.

Rollator ultra-léger : seulement 2,2 kg !

Kit de freinage par appui en option à monter

Poids maximum supporté 100 kg

**Référence : 826218**

**3 Coloris au choix : Bleu / Turquoise / Vanille**