

# Rollator 2 roues Londres



## Une aide au déplacement sécurisante

### ➤ Rollator léger et pliant **Londres**

#### Une aide à la marche

- Muni de **deux roues à l'avant** pour faciliter les déplacements
- **Embouts antidérapants à l'arrière** pour plus de stabilité à l'arrêt
- Poignées **réglables en hauteur** pour s'adapter à toutes les tailles
- Muni d'un **siège** permettant de se reposer
- **Poignées anatomiques** pour plus de sécurité et de maintien
- **Pliable** pour un transport et un rangement plus aisés

#### Caractéristiques

- Profondeur hors-tout : 53,5 cm
- Largeur hors-tout : 60 cm
- Largeur plié : 18 cm
- Hauteur des poignées : 78,5 à 94,5 cm
- Hauteur sol/siège : 53 cm
- Dimensions du siège : 36 x 20 cm
- Matière : acier
- Couleur : gris métallisé
- Poids total : 5 kg
- Poids maximal supporté : **100 kg**



#### Référence

SA 130 2005

#### Code ACL

34010 956 340 8 3



**Drive DeVilbiss Healthcare France** est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.