

Rollator 4 roues

Migo 2G



Une aide au déplacement incontournable

➤ Rollator pliant avec plateau et panier **Migo 2G**

Un accompagnement au quotidien

- **Siège large, panier et plateau** pour plus de confort au quotidien
- **Porte-canne** de série **positionnable** sur le côté du rollator de votre choix
- **Poignées à pousser** anatomiques **réglables en hauteur** pour une meilleure adaptabilité
- **Produit pliable** pour faciliter le rangement et le transport
- Roues de 19 cm pour une plus grande **maniabilité**
- **Pliage facilité** grâce à une poignée intégrée à l'assise
- **Freins de parking** de série simple et fiable pour votre sécurité



Caractéristiques

- Profondeur maxi (avec panier) : 74 cm
- Largeur hors-tout : 59,5 cm
- Longueur plié : 20 cm
- Hauteur des poignées : 79 à 100,5 cm
- Largeur entre poignées : 43,5 cm
- Hauteur sol/siège : 60 cm
- Dimensions du siège : 23,5 x 36 cm
- Matière : acier
- Couleur : gris métallisé
- Poids total : 9,1 kg
- Poids maximal supporté : 130 kg

Référence	SA 131 0005	Code ACL	34010 600 629 6 5
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.