

ROLLATOR MODELITO XTRA



243876

- ✔ Supporte 136 kg
- ✔ Freins parking et arrêt
- ✔ Poignées réglables en hauteur
- ✔ Roues avant multi directionnelles
- ✔ Aide au passage des trottoirs
- ✔ Sacoche et porte canne



DESCRIPTIF

Ce rollator est unique par son design très épuré et ses caractéristiques! Très compact, il permet un transport comme un rangement avec un encombrement à minima. Il s'adapte à toutes les morphologies. Les freins s'utilisent progressivement lors des déplacements ou sous forme « parking » pour bloquer le rollator. Fabriqué en aluminium anodisé, il est ultra léger ! Et ses roues de 180 mm sont vraiment confortables pour se déplacer.

Poids maximal autorisé jusqu'à 136 Kg

Garantie : 2 ans

Références	Désignation	Hauteur poignée/sol	Hauteur assise/sol	Dimension assise	Largeur hors tout	Profondeur	Encombrement plié	Ø roues	Poids
243876	rollator Modelito Classic Xtra	79/91 cm	53 cm	44 x 19,5 cm	63 cm	78 cm	83 x 28 x 30,5 cm	16/18 cm	7,14 kg