


Potence de lit sur pied



Coloris stock permanent : **GRIS PASTEL**
Code article : **7010003S1**
Code GTIN : 3615800005260

Autres coloris :
Code article : **7010003S..**
Code GTIN : 36158000XXXXX

Famille :
Potences

Description :
Potence de lit sur pied finition époxy

Usage revendiqué :
Aide au levé

Dispositif médical : oui Classe du DM : I

Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

■ Dimensions hors tout :

Hauteur: 1760
Longueur : 820
Largeur : 750

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 200g

Description technique

- Potence en 3 parties démontables.
- Tube acier 40x40x2 finition époxy
- Livrée avec poignée triangle + sangle

Poids du produit :

12 kg

Date de 1ère mise sur le marché : Avant 1998

Version mise sur le marché : **21/06/2023**


Etiquetage produit



Potence de lit sur pied



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000887	1	Sangle de potence lit complète
2	A000088	8	Embout EAD 40/40/1-3 noir
3	/	1	L cadre de potence
4	/	1	I cadre de potence
5	/	1	H cadre de potence
6	A000081	4	Embout diam. 20 EAZ noir