

Potence de lit sur pied



Coloris stock permanent : **GRIS PASTEL**

Code article : **7010003S1**

Code ACL : 3401542620560

Autres coloris :

Code article : **7010003**

Code ACL : 3401554053684

Famille :

Potences

Description :

Potence de lit sur pied finition époxy

Usage revendiqué :

Aide au levé

Classe du dispositif : I

Garantie produit :

1 an contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

■ Dimensions hors tout :

Hauteur : 1760

Longueur : 820

Largeur : 750

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 200g

Description technique

- Potence en 3 parties démontables.
- Tube acier 40x40x2 finition époxy
- Livrée avec poignée triangle + sangle

Poids du produit :

12 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Avant 1998

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

NA


Vignette CE



Potence de lit sur pied



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000887	1	Sangle de potence lit complète
2	A000088	8	Embout EAD 40/40/1-3 noir
3	/	1	L cadre de potence
4	/	1	I cadre de potence
5	/	1	H cadre de potence
6	A000081	4	Embout diam. 20 EAZ noir