



D'une fiabilité rassurante

Générateur d'aérosol Philips Respironics Sami the Seal

Un visage sympathique

Sami the Seal est un compresseur conçu pour les enfants, qui associe la technologie de notre nébuliseur SideStream, afin d'administrer aux jeunes patients des traitements rapides et de contribuer à l'observance de la thérapie par aérosol.

Robuste et fiable

Ce système a été conçu pour répondre aux exigences liées à l'administration de traitements fréquents en milieu hospitalier, et constitue également une solution robuste et fiable pour une utilisation à domicile.

Caractéristiques principales

- Équipé du masque Tucker the Turtle
- Couplé à la technologie éprouvée SideStream
- Conception robuste, adaptée à un usage hospitalier et à domicile

PHILIPS
RESPIRONICS



Mignon, sans compromettre son efficacité

Le générateur d'aérosol Sami the Seal associe la puissance et la fiabilité à une conception adaptée aux enfants, pour en faire un système de nébulisation que les enfants auront envie d'utiliser.



Sami convient à un usage continu et est donc adapté à un usage fréquent à l'hôpital comme à domicile. Sami comprend également une fonction de sécurité intégrée assurant la protection thermique.

Le nébuliseur réutilisable SideStream

Le nébuliseur SideStream peut être utilisé avec les médicaments respiratoires prescrits habituellement et garantit une administration rapide et efficace. Le jet venturi actif du SideStream assure un débit d'air supérieur à celui du compresseur, permettant d'obtenir des temps de traitement courts.*



Le masque pédiatrique Tucker the Turtle

Notre masque pédiatrique a été conçu pour contribuer à réduire les dépôts d'aérosol dans les yeux et autour de cette zone.*

Description produit (avec tension/fréquence)	Réf. pièce
Compresseur Sami the Seal 230V 50 Hz Prise européenne	1093268
Compresseur Sami the Seal 220V 60 Hz Prise Royaume-Uni	1093270
Compresseur Sami the Seal 220V 60 Hz Prise coréenne	1093237
Compresseur Sami the Seal 220V 60 Hz Prise américaine	1093235
Nébuliseur Sidestream à patient unique avec masque enfant et tubulure (par 50u)	4447
Filtres de rechange (sachet de 5)	1083128

Caractéristiques produit	
Protection contre les surcharges thermiques	Disjoncteur thermique réinitialisable ; température de fonctionnement 130 °C
Débit des performances	6 l/m @ 10 psi
Pression maximale	29~43,5 psi
Dimensions (L x l x H)	267 mm x 155 mm x 226 mm
Poids	1,6 kg
Mode	Continu
Garantie	3 ans

SideStream, Sami the Seal et Tucker the Turtle sont des marques commerciales de Koninklijke Philips N.V. et de ses filiales. Tous droits réservés.

* Données disponibles chez Philips Respironics

Ce document est à destination des professionnels de santé. Sami the Seal est un compresseur pour nébuliseur, destiné à optimiser la prise de médicament chez les patients nécessitant un traitement par aérosols-doseurs. SideStream est un nébuliseur à patient unique qui permet la délivrance du médicament. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Ces dispositifs font l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie, dans certaines situations : consulter les modalités sur le site Ameli.fr. Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation accompagnant les dispositifs médicaux, pour toute information relative à leur usage préconisé et à leur utilisation. Mâj le 07 nov 2013.



Veuillez consulter le site www.philips.com/samitheseal



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Philips Healthcare se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et/ou d'arrêter la production de tout produit, à tout moment, et sans obligation ni préavis, et ne pourra être tenue pour responsable de toute conséquence de l'utilisation de cette publication.

e-doc CJ 6/xx/14 MCI 4106280

Philips Healthcare fait partie de Royal Philips

Philips Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17 – 82211
Herrsching Germany
+49 8152 93 06 0
Philips Respironics Benelux
+33 1 47 28 30 83
Philips Respironics France
+33 2 51 89 36 00
Philips Respironics Suisse
+41 6 27 45 17 50

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester PO20 2FT
Royaume-Uni

Service Clients
+1 724 387 4000
www.apneesommeil.respironics.fr