



## Fiche Technique Produit Product Technical Datasheet



# ATOMISOR®

Référence / Reference :

**AMSA**

**Compresseur manosonique automatique**

**Automatic manosonic air compressor**



### ACCESSOIRES / ACCESSORIES

#### MS1 - Manosonic



**Traitement ORL tubotympanique  
Eustachian tube treatment**


### PERFORMANCE

Pression / Pressure :	> 400 mbar	Débit / Flow rate :	5.15 L/min
Cadence / cycles :	N/A	Norme / Standard :	EN 13544-1

### DESCRIPTION

Alimentation / Power supply :	230 V~ - 50 Hz	Accu ou Pile / Battery :	Non / No
Consommation / Power :	105 VA	Classe électrique / Electric class :	II
Dimensions L x P x H / Size :	38 x 25 x 20 cm	Poids / Weight :	9.5 kg
Niveau sonore / Sound level :	< 53 dBA	IP	30
Matériau boîtier / Box material :	Métal / metal	Garantie / warranty :	3 ans / 3 years
Emballage / Packaging :	Carton / cardboard Cale PSE / PSE wedge	Fonctionnement / Using mode :	Continu / Continuous

### CONFORMITE / CONFORMITY

Marquage CE / CE marking :	 0459	Classe de dispositif médical : Medical device classification :	Ila
Conformité / Conformity :	Directive 93/42/CE - EN 60601-1		

**DTF – LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE**

19, rue de la Presse – CS 60132 – 42003 SAINT-ETIENNE cedex 1 - France  
Tél. 33 (0)4 77 74 51 11 Fax 33 (0)4 77 79 67 72 E-mail : dtf@dtf.fr Site web : www.dtf.fr