


# PROTECT ULTRA barre de sortie de lit



*Les poignées de lit s'installent sans outils et se glissent sous les matelas pour servir de point d'appui lors des transferts du patient.*

- > Poignée simple livrée avec 2 sangles de maintien
- > 2 pochettes dont une double
- > Matériaux : acier traité époxy blanc
- > 2 hauteurs disponibles : 38 ou 52 cm

Conditionnement : 1  
Carton de regroupement : 1  
Palette : 84



## DIMENSIONS

Désignation	Hauteur	Longueur tube	Longueur sangle	Poids
Barre de sortie de lit	38/52 cm	318 à 364 cm	320 cm par sangle	3.425 kg

## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
430930	Barre de sortie de lit	3701127751659	Néant

