

Aérosol ultrasonique SHINMED



Caractéristiques

- Coupelle grande capacité : 30 cc
- Cuve de 180 cc
- Dôme de vision permettant de visualiser l'intérieur de la cuve et de mieux gérer les séances de nébulisation
- Remplissage rendu aisé par le dôme de vision
- Le kit est fourni avec un tube extensible permettant l'utilisation sans le masque (dans le cadre des séances pour nourrissons ou personne âgées ou dans le cadre de l'humidification)
- Temps maximum pour 3 cc : 3 minutes
- Puissance 30 watts
- Fréquence du quartz : 1.63 mégahertz
- MMAD : 2 μ
- Fusible : 1A250VF
- Poids : 1.25 kg
- Dimensions : 18 X 10.5 X 21
- Produit marqué CE – classe II
- Alimentation : 230 VAC/50 HZ
- Garantie 1 an