

KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES

KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES AÉROSOLTHÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE



	 PATIENT ÂGÉ DE PLUS DE 10 ANS	 PATIENT ÂGÉ DE MOINS DE 10 ANS			
TYPE DE KIT RÉFÉRENCE	2901 <small>REF 2901/5</small>	2901H <small>REF 2901H/10</small>	2901NH <small>REF 2901NH/10</small>		
DESCRIPTION	Kit de nébulisation ventilé avec masque adulte / ado + embout buccal 	Kit de nébulisation ventilé tubulure longue avec masque adulte / ado + embout buccal 	Kit de nébulisation ventilé tubulure longue avec masque enfant 		
CONDITIONNEMENT 	par 5	par 10	par 10		
CHOIX DE L'INTERFACE					
					
	O.R.L.	++	++	++	++
	BRONCHES	++	++	++	++
POUMON PROFOND	+++	+	+++	+	+
COMPOSITION DES KITS					
Coupelle à médicament 	x 2	x 2	x 2		
Couvercle 	x 1	x 1	x 1		
Control'Dose® 	x 1	x 1	x 1		
Filtre valvé 	x 1	x 1	x 1		
Filtre anti-poussière 	x 1	x 1	x 1		
Tubulure annelée (40 cm) 	2 x 40 cm	1 x 40 cm	1 x 40 cm		
Tubulure (segments de 15 cm) 		1 x 90 cm	1 x 90 cm		
Embout buccal 	x 1	x 1			
Masque adulte 	x 1	x 1			
Masque enfant 			x 1		

KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES POUR HUMIDIFICATION **H₂O**



TOUS PATIENTS

TYPE DE KIT RÉFÉRENCE	2901HUVN <small>REF</small> 2901HUVN/5	2901HUPN <small>REF</small> 2901HUPN/5	2901HUOV <small>REF</small> 2901HUOV/10	2703VN <small>REF</small> 2703VN/40
DESCRIPTION	<p>Kit pour humidification en circuit clos</p>	<p>Kit pour humidification en circuit clos</p>	<p>Kit pour humidification en circuit ouvert</p>	<p>Ligne d'alimentation pour bouteille à pas de vis</p>
CONDITIONNEMENT	par 5	par 5	par 10	par 40
COMPOSITION DES KITS				
Filtre anti-poussière	x 1	x 1	x 1	
Tubulure annelée (40 cm)	1 x 40 cm	1 x 40 cm	1 x 40 cm	
Tubulure (segments de 15 cm)	1 x 75 cm	1 x 75 cm	1 x 75 cm	
Filtre anti-bactérien	x 1	x 1	x 1	
Chambre de nébulisation	x 1	x 1		
Ligne d'eau pour bouteille à pas de vis	x 1		x 1	x 1
Ligne d'eau pour bouteille percutable		x 1		

GÉNÉRATEURS D'AÉROSOL / HUMIDIFICATEURS
GAMME ULTRASONIQUE