

OBANA Chaise hygiénique de douche à roulettes




Sans risque de corrosion, le siège de douche à roulettes Obana possède une assise percée souple amovible et pour un usage « garde robe ».

Avec son cadre ouvert à l'arrière, il permet un usage au dessus des WC.

Matériaux : aluminium, polypropylène,

- > Repose pieds amovibles
- > Assise confort hydrofuge thermosoudée
- > 2 roues avec frein
- > Accoudoirs gainés


NOUVEAU



Nouveaux repose pieds fixés au châssis

Conditionnement :
Carton de regroupement : 1
Palette : 4 ou 6

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 110 KG



Sortie du seau par le dessus

DIMENSIONS

Dimensions (l x L) hors tout	56 * 78 cm
Hauteur totale	93,5 cm
Dimensions assise (l x L)	44 cm (entre accoudoirs) * 40 cm
Hauteur assise - sol	52 cm
Hauteur dossier	39 cm
Poids	6,5 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
540381	Chaise hygiénique de douche OBANA	3701127723700	6273816 102,62€

