

AQUATEC®

Ocean

Ergo Family



Des solutions modulaires pour le maintien à domicile et les collectivités

SÉCURITÉ | INDÉPENDANCE | ERGONOMIE



Une conception axée sur l'utilisateur pour renforcer l'indépendance, la sécurité et la flexibilité.

Les soins personnels sont des activités qui relèvent de la vie privée et sont importantes dans la vie et le bien être d'une personne. La gamme de chaises de douche **Aquatec Ocean Ergo Family** a été conçue pour améliorer le confort, l'indépendance et l'intégrité de l'utilisateur. Basée sur la célèbre gamme **Aquatec Ocean**, la gamme **Ocean Ergo** est livrée avec de nouvelles fonctionnalités, conçues pour faciliter les activités de maintien à domicile à la fois pour l'utilisateur et pour le soignant.

Sécurité, indépendance et intégrité

Une assise ergonomique a été développée pour procurer une position assise plus confortable et sécurisante, favorisant l'indépendance de l'utilisateur

et le confort en général. La stabilité améliorée à l'avant de la base permet un encombrement réduit et assure aux utilisateurs une sécurité lorsqu'ils sont assis sur la chaise. Leur empattement optimisé permet à un soignant de manoeuvrer la chaise dans des espaces restreints et s'adapte mieux aux toilettes pour respecter l'intimité des utilisateurs.

Une conception modulaire et flexible

La conception modulaire des chaises de douche **Ocean Ergo** signifie que les chaises peuvent être adaptées pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs en réalisant des réglages simples ou en ajoutant des accessoires faciles à installer et prêts à l'emploi.

AUTRES caractéristiques

- ▶ Châssis anti-corrosion en acier inoxydable
- ▶ Toile de dossier en nylon lavable en machine à 60°C et réglable en tension avec des clips de verrouillage (toile de dossier en vinyl/PVC disponible en accessoire)
- ▶ Démontage rapide pour le transport et le stockage



**NOU-
VELLES**

FONCTIONNALITÉS

1 Une assise ergonomique innovante

- Sa conception favorise une position assise verticale pour une meilleure indépendance et un confort amélioré

2 Une plus grande adaptabilité

- Une grande plage de réglage en hauteur au niveau des repose-pieds et des accoudoirs

4 Compact et facile à manipuler

- L'empattement optimisé rend la chaise facile à manoeuvrer dans les petits espaces

3 Une grande stabilité

- Une stabilité améliorée à l'avant pour plus de sécurité et d'assurance



NOUVELLE assise ergonomique

- ▶ Une forme anatomique pour assurer une position d'assise plus verticale et plus stable.
- ▶ Pente d'assise de 5° permettant de surélever les genoux et ainsi retrouver une position naturelle aux toilettes.
- ▶ Encoches à l'avant pour permettre à l'utilisateur de se repositionner confortablement dans la chaise pour la toilette et la douche.



Hautement configurable

Disponible avec une large gamme d'accessoires de positionnement, de sécurité, de toilette et d'assise permettant ainsi de répondre aux nombreux besoins des utilisateurs

Retrouvez l'ensemble de nos accessoires sur www.invacare.fr



Positionnement



Sécurité



Toilette



Assise et dossier

Versions inclinables

Ocean VIP Ergo et Ocean Dual VIP Ergo

- ▶ Ces deux chaises possèdent une bascule d'assise à translation de -5° à 40° avec un mécanisme intelligent qui assure une stabilité optimale avec un faible encombrement. La chaise de douche Ocean Dual VIP Ergo dispose également d'un dossier inclinable par vérins gaz de 5° à 35°.



Découvrez la gamme ***Ocean Ergo Family***

De la chaise transit standard à l'inclinaison d'assise et de dossier, découvrez la gamme de chaises de douche modulables qui offre des solutions pour le maintien à domicile et les collectivités en répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs.



Ocean 24" **Ergo XL ▲**

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle, avec un dossier plus large et un poids max. utilisateur de 180 kg
Code : 1604212

Ocean **Ergo XL ▲**

Un modèle transit entrée de gamme, avec un dossier plus large et un poids max. utilisateur de 180 kg
Code : 1604210

Ocean **VIP Ergo ▲**

Conçue pour les utilisateurs nécessitant plus de maintien en position assise
Code : 1604019

Ocean **Ergo ▲**

Un modèle transit entrée de gamme
Code : 1604208

Ocean Dual **VIP Ergo ▲**

Conçue pour les utilisateurs ayant des besoins de positionnement et de maintien plus complexes
Code : 1604134

Ocean 24" **Ergo ▲**

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle
Code : 1604209

Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.



Largeur d'assise ▼



Profondeur d'assise ▼



Hauteur d'assise ▼



Largeur hors-tout ▼



Profondeur hors-tout ▼

	Largeur d'assise ▼	Profondeur d'assise ▼	Hauteur d'assise ▼	Largeur hors-tout ▼	Profondeur hors-tout ▼
Ocean Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	565 mm	905 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	645 mm	905 mm
Ocean 24" Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	670 mm	1050 mm
Ocean 24" Ergo XL	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	670 mm	1050 mm
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	565 mm	1000 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	475 - 600 mm	565 mm	1000 mm



Largeur entre les accoudoirs ▼



Angle d'inclinaison d'assise ▼



Angle d'inclinaison de dossier ▼



Poids total ▼



Poids max. utilisateur ▼

	Largeur entre les accoudoirs ▼	Angle d'inclinaison d'assise ▼	Angle d'inclinaison de dossier ▼	Poids total ▼	Poids max. utilisateur ▼
Ocean Ergo	455 mm	-	-	17 kg	150 kg
Ocean Ergo XL	535 mm	-	-	18 kg	180 kg
Ocean 24" Ergo	455 mm	-	-	23 kg	150 kg
Ocean 24" Ergo XL	535 mm	-	-	24 kg	180 kg
Ocean VIP Ergo	455 mm	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	455 mm	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg

Coloris de châssis ▼



Blanc

Données réglementaires ▼



Tel. : +33 2 47 62 64 00
 Fax : +33 2 47 42 12 24
 Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S
 Route de Saint Roch
 37230 Fondettes
 France



Yes, you can.®