

# BARRE D'APPUI MURALE ACIER



Tube en acier de 2,5 cm de diamètre pour une meilleure préhension.  
Peinture époxy blanche sur barres en acier. Livrées sans vis.

- **Largeur utile, taille 30 cm :** 27 cm
  - **Largeur utile, taille 40 cm :** 38 cm
  - **Largeur utile, taille 45 cm :** 43 cm
  - **Matière :** Acier
  - **Couleur :** blanc
  - **Poids maximum supporté :** 120 kg
-