

BALNEO 200 réversible



100 Kg



Coloris stock permanent : **BLEU PASTEL**

Code article : **4060131S2**

Code ACL : 3401554050614

Autres coloris :

Code article : **4060131**

Code ACL : 3401554050492

Famille :

Aides à la toilette

Description :

Poignée de sortie de baignoire finition époxy avec marche pied à droite ou à gauche de la poignée.


Usage revendiqué :

Les poignées de sortie de baignoires sont destinées à faciliter les transferts du patient. Leur utilisation est de fait une utilisation intérieure, en milieu humide (salle de bain - hors immersion).

Classe du dispositif : NA

Garantie produit :

1 an contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Dimensions hors tout poignée / marche
Hauteur hors tout réglable : 830 → 1030
Largeur hors tout : 850
Profondeur hors tout : 490 (300+205)
- Dimensions marche plastique :
Longueur x largeur : 300 x 450
Hauteur marche : 210
- Hauteur poignée / bord baignoire : 380
- Compatibilité avec baignoire : épaisseur 75 à 105

Description technique

- Châssis en tubes acier soudés
(tube Ø 25x1.2 et 20x1)
- Finition époxy couleur
- Rotule de blocage avec vis inox
- Manchette poignée en PVC
- Marche en polypropylène

Poids du produit :

4,3 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Mars 2005**

version mise sur le marché à partir de: **16 Fév 2010**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Non applicable


Vignette CE

Non applicable

BALNEO 200 réversible



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	E406009	1	Haut poignée Balnéo
2	A406028	2	Patin à bride 24/26 blanc
3	A401002	5	Bague diam. 25 blanche
4	A401001	1	Accoudoir Candy PVC blanc
5	A406027	1	Sphère diam. 35 M8 chromée
6	A406026	1	Vérin à rotule M8x75 inox
7	A406029	1	Embout diam. 20 env. blanc
8	E406024	1	Pied cintre
9	A406011	1	Assise injectée blanche
10	A406024	4	Rondelle plastique diam. 5 blanche
11	A001045	4	Vis tôle TCBLZ inox 4.8/12.7 cruci
12	A401003	2	Embout diam. 22 env. blanc
13	A406035	2	Clip diam 25 blanc
14	E406019	1	Pied droit
15	A000074	2	Embout diam. 22 CMM
16	A406021	1	Embout diam. 25 envel. blanc
17	A406044	2	Patin à bride 20/22 blanc
18	E406018	1	Marche balnéo 200 DG



Edition 1 - mars 2010