

POIGNEE DE BAIN HANDY



Point d'appui permettant d'enjamber en toute sécurité la baignoire, de s'asseoir et de se relever plus facilement. S'adapte sur tous les rebords de baignoires.

- **Largeur** : 23 cm
 - **Hauteur** : 32 cm
 - **Fixation réglable** : 8 à 17 cm
 - **Poids** : 1,95 kg
 - **Matière** : Plastique
 - **Couleur** : blanc
 - **Poids maximum supporté** : 135 kg
 - **Référence** : SA2241005
-