

Set de 4 surélévateurs Resist



- 14 cm - 815209

- 9 cm - 815208

- **Idéal pour les chaises, les meubles et les lits**

Ces surélévateurs fabriqués en France permettent de rehausser lit ou chaises, afin de se relever plus facilement. Il suffit de les placer sous chacun des pieds. Ils sont livrés avec un disque en mousse antidérapante s'insérant dans la partie à rebord du haut du plot, afin que le meuble ne bouge plus du tout.

Modèle hauteur 9 cm : diamètre utile en haut 8,7 cm.

Diamètre au sol 16,5 cm.

Modèle hauteur 14 cm : diamètre utile en haut 7,6 cm.

Diamètre au sol 16,5 cm.

Résistance 130 kg par plot. Fabriqué en France

Variantes :

- 14 cm
- 9 cm