

# CLIPPER IV & V



500420 Clipper IV

- ✓ Un design unique
- ✓ Une sécurité d'utilisation avec ses 4 clips
- ✓ Accoudoirs escamotables gainés en acier traité époxy



Clips de réglage



500421 Clipper V

## DESCRIPTIF

Réalisés en polypropylène haute densité avec finition poliglass, les réhausses WC Clipper IV & V s'installent sans outil pour surélever de 11 cm la hauteur des WC. Ils se fixent à l'aide de clips de réglage. Le modèle avec couvercle (500421) fermera avantagement le WC. Les bras escamotables gainés facilitent le transfert latéral et peuvent servir de cadre d'appui pour se relever.

**Poids maximal autorisé 100 Kg**

**Garantie : 2 ans**

Références	Désignations	Hauteur utile	Largeur totale	Profondeur totale	Dimension intérieure	Poids
500420	Clipper IV	11 cm	66 cm	42 cm	25 x 21 cm	2,7 kg
500421	Clipper V					3,1 kg