


Invacare Maris 152262
Réhausse WC standard sans pattes de fixation

- Hauteur : 127 mm
- Poignées latérales de maintien
- Surface lisse pour faciliter la désinfection
- Large découpe intime (250 x 190 mm)


Invacare Finesse 1575059
Réhausse WC Souple

- Hauteur : 90 mm
- Mousse PU injectée
- Large découpe intime (218 x 272 mm) avec découpe intime à l'avant

nouveau coloris bleu

Aquatec 90 1470914, 1470915
Réhausse WC compatible avec tous les WC courants.

- Réhausse l'assise de 100 mm
- Simplicité de fixation au WC (butée à l'avant et 2 cales latérales)
- Grande stabilité grâce aux antidérapants
- Facilité de nettoyage grâce à l'abattant amovible
- Disponible avec abattant (réf. 1470914) et sans abattant (réf. 1470915)

Pièces détachées

- ❶ Abattant avec charnière 16224
- ❷ Set de deux cales de fixation et de réglage 16225
- ❸ Antidérapant (unité) 16508


Aquatec 900 10128-10
Réhausse WC ajustable en hauteur.

- Réhausse le WC de 60, 100 ou 150 mm
- Facilité de transfert grâce aux accoudoirs relevables
- Disponible sans accoudoirs (réf. 10129-10)
- Livré avec accoudoirs en standard.

- Abattant 70170
- Tube portant l'abattant 72055
- Clip 70162
- Kit visserie de fixation 16565
- Barre de fixation 70107
- Vis 1470275
- Croix de fixation (la paire) 70132
- Accoudoirs (la paire) 10105-10-2
- Manchettes d'accoudoirs 10158


Aquatec 90000 8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 8.31.021, 8.31.121
Réhausse WC Confort

- Idéal pour les WC suspendus
- **Modèles différents :** Réhausse le WC de 20, 60 ou 100 mm.
- Facilité de montage et démontage
- Simplicité de nettoyage
- Disponible avec ou sans accoudoirs

Pièces détachées

- ❶ Abattant 16796
- ❷ Antidérapant (unité) 16508
- ❸ Clips 16798
- ❹ Fixations 11073D


Caractéristiques techniques

	Maris	Finesse	1470915	1470914	10128-10	8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 8.31.021, 8.31.121
Poids (kg)	0,95	1,6	1,1	1,6	5	
Poids max. utilisateur (kg)	135	130	225	225	120	150