

REHAUSSE WC CONTACT PLUS



500300 Contact plus + couvercle

- ✓ Breveté
- ✓ Confort inégalé
- ✓ S'adapte sur toutes les cuvettes
- ✓ Boitage Herdegen



Mousse confort



Double lèvre de fixation



500200 Contact plus

DESRIPTIF

Pratiques quand l'accès aux toilettes devient difficile, les réhausse WC Herdegen s'adaptent facilement sur les cuvettes des WC. L'innovation technologique mondiale avec la gamme Contact distingue ces réhausse WC aux qualités techniques uniques. Réalisé en mousse injectée dans une peau PVC thermoformée étanche, le réhausse Contact s'emboîte en toute sécurité sur tout modèle de WC grâce à ses double lèvres de fixation. Il réhausse de 11cm la cuvette des Wc. Son confort est exceptionnel par l'ergonomie de sa forme et la qualité de la mousse haute densité. Testé et certifié en laboratoire !

Poids maximal autorisé 185 Kg



Garantie : 2 ans

Références	Désignations	Hauteur utile	Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur totale	Poids
500200	Réhausse WC Contact Plus	11 cm	Ext : 37 cm	Ext : 41 cm	16 cm	2 kg
500300	Réhausse WC Contact Plus + couvercle		Int : 21 cm	Int : 26 cm		2,5 kg