

# CHAISE BLUE STEEL 3 EN 1



- ✓ Utilisable comme chaise percée, cadre de toilette ou réhausse WC
- ✓ Châssis acier traité époxy totalement pliant
- ✓ Seau avec guide anti éclaboussure
- ✓ Pieds télescopiques réglables
- ✓ Installation sans outil



Plié




Seau et guide



Packaging

## DESCRIPTIF

Ce **cadre toilette 3 en 1** peut servir : de chaise percée, de rehausse WC ; il peut se placer sur la cuvette des WC grâce à son système de réglage avec pieds télescopiques, de cadre de maintien. Il est livré avec un seau avec système de guidage pour l'usage sur les WC. Prêt à l'emploi, le cadre se déplie et se déplie en toute aisance. Il ne nécessite aucun outil pour son installation.



**Poids maximal autorisé 110 Kg**

**Garantie : 2 ans**

Référence	Désignation	A	B	C	D	E	F	G	H	Poids
380002	Blue steel 3 en 1	63/78 cm	45 cm	54 cm	61/76 cm	43/58 cm	22 cm	42 cm	54 cm	7,5 kg