

Chaise Confort haute



Cette chaise haute de cuisine permet aux personnes faibles de préparer les repas, faire la vaisselle, etc... en se reposant sur une assise haute et inclinée vers l'avant. Son assise et son dossier sont réalisés en mousse souple, imperméable et lavable qui lui permet d'être utilisée également en chaise de douche. C'est la référence en matière de confort d'assise. Elle est munie d'accoudoirs pratiques pour se relever.

Structure acier renforcée et peint en blanc.

Dimensions hors-tout : larg. 58 x prof. 41 cm

Dimensions assise : larg. 36 x prof. 29 x haut. réglable de 52 à 67 cm

Largeur entre accoudoirs 47 cm.

Poids 5,3 kg

Poids maximum autorisé 172 kg

Référence : 812057