

Réf. **DOM3C**

Tensiomètre électronique au bras Omron M3 Comfort-IntelliWrapCuff

Pour un suivi fiable et une utilisation essentiellement à domicile

- Brassard préformé 22-42 cm avec technologie exclusive Intelliwrap : capteur à 360 ° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard*
- Valeur moyenne des 3 mesures
- Indicateur d'hypertension en couleur (LED)
- Détection des pulsations irrégulières
- Indicateur d'installation correcte avec voyant à LED
- Détection de mouvement
- 60 mémoires pour 2 utilisateurs



CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Code barres : 4015672109834

Marquage : CE0197

Garantie (mois) : 36

MESURES

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 10,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 20,5

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 18,0

Poids unitaire (kg) : 0,844

Poids conditionnement (kg) : 0,844

Quantité (PCB) : 1