

seca 761 & sauna 761 & 760 & 754 & 750

Pèse-personnes mécaniques

Fiches d'information [seca 761 & sauna 761 & 760 & 754 & 750



seca 761



seca sauna 761



seca 760



seca 754



seca 750

- Construction robuste.
- Grand cadran parfaitement lisible.
- Large plateau peu épais.
- Précision et solidité.

seca

La précision au service de la santé

seca 761 & sauna 761 & 760 & 754 & 750 : Aussi précis que compacts.

Les pèse-personnes mécaniques seca sont tout aussi convaincants par leur construction solide et peu encombrante que par leur fonctionnalité et leur précision médicale. Parmi la gamme de modèles disponibles, vous pourrez choisir la balance qui répond le mieux à vos besoins pratiques et à votre style personnel.



seca 761 – Le grand cadran original.

Ce grand cadran est conçu pour une lecture aisée et précise du poids. Le robuste corps entièrement métallique abrite un système à levier particulièrement résistant. Le large plateau peu épais de la balance est revêtu de caoutchouc antidérapant.

seca 754 – Pèse-personne plat mécanique à boîtier nickelé.

Les grands chiffres blancs sur fond noir du cadran sont bien lisibles. Ce modèle à boîtier nickelé offre la précision qui a fait le renom de nos autres balances à cadran rond. Robuste et esthétique, le pèse-personne seca 754 est fait pour les milieux sportifs.

seca sauna 761 – Grand cadran à protection anticorrosion.

Le châssis et le mécanisme de la balance seca sauna 761 ont été optimisés pour une utilisation en milieu fortement humide, par exemple dans les saunas ou les piscines. Le boîtier a été spécialement scellé et le mécanisme doté d'une protection anticorrosion. Le plateau antidérapant est en acier inoxydable.

seca 750 – Pèse-personne plat mécanique.

Avec son design moderne, le pèse-personne mécanique à cadran rond seca 750 est une balance robuste à un prix intéressant. Ce modèle est particulièrement convivial avec son large plateau peu épais.

seca 760 – Grand cadran disponible en quatre couleurs différentes.

Que pensez-vous d'un cadran rouge, bleu, jaune ou blanc classique ? Pour chacune de ces couleurs, le plateau est revêtu d'un tapis de caoutchouc rainuré assorti. La construction de cette balance est aussi robuste et soignée que celle de tous les autres modèles à cadran seca. Le mécanisme de précision garantit l'exactitude des résultats, et les couleurs et le chrome du design mettent ce pèse-personne à l'abri des modes passagères.



Grâce au grand cadran, la lecture du poids est particulièrement commode.

seca 761 & sauna 761 & 760 & 754 & 750

Caractéristiques techniques

seca 761 :

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 1.000 g
- Dimensions (LxHxP) : 300 x 105 x 460 mm
- Plateforme (LxHxP) : 270 x 65 x 280 mm
- Poids : 4 kg
- En option : sacoche de transport seca 421
- Classe d'étalonnage :

seca sauna 761 :

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 1.000 g
- Dimensions (LxHxP) : 300 x 105 x 460 mm
- Plateforme (LxHxP) : 270 x 65 x 280 mm
- Poids : 4 kg
- En option : sacoche de transport seca 421

seca 760 :

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 1.000 g
- Dimensions (LxHxP) : 300 x 105 x 460 mm
- Plateforme (LxHxP) : 270 x 65 x 280 mm
- Poids : 4 kg
- En option : sacoche de transport seca 421

seca 754 :

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 1.000 g
- Dimensions (LxHxP) : 315 x 115 x 468 mm
- Poids : 4 kg
- En option : sacoche de transport seca 421

seca 750 :

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 1.000 g
- Dimensions (LxHxP) : 315 x 115 x 468 mm
- Poids : 4 kg
- En option : sacoche de transport seca 421