

kitett®

Tire-lait FISIO PRO

Une nouveauté dans la gamme des tire-lait Fisiso, au plus proche de la physiologie de la tétée du bébé

FISIO PRO, l'allié indispensable
des professionnels de l'allaitement
pour le bien-être des mamans



- La gestion indépendante du rythme et de la force d'aspiration, pour un allaitement adapté et confortable
- Le partenaire idéal pour accompagner les mamans dans les pathologies les plus complexes
- Une passerelle en douceur vers l'utilisation à domicile du Kitett Fisiso




Puissance
d'aspiration

Rythme
d'aspiration

CE 0459

Téléchargez notre guide
«Travail et Allaitement» sur www.dtf.fr



L'ALLAITEMENT PAR DTF MEDICAL



kitett®

Kit Expression KOLOR®



Avec tétérèlle intégrale, souple et multi-taille.

CONFORTABLE

- Embout confort ergonomique, souple et doux

HYGIÈNE ÉTUDIÉE

- Prévient le risque de contamination par contact des doigts dans la tétérèlle

FACILE A NETTOYER

- Joint et embout confort intégré

MULTI-TAILLE

- 2 tailles confort : S (Small) et L (Large)
- 4 diamètres intérieurs



Diamètre intérieur

Taille confort S ou L



KOLORYOU!

Disponible en téléchargement, libre sur :

Disponible sur App Store

Disponible sur Google play



Kolorama - KolorTest
Réglette et coffret d'aide au choix de la taille de tétérèlle.



KIT EXPRESSION
SIMPLE ou DOUBLE

Dispositifs médicaux de classe IIa. LPPR : code 1140252, participation à l'achat de la tétérèlle, du biberon et du tube de raccordement, code 1105712, location hebdomadaire du tire-lait.



CE 0459

L'ALLAITEMENT PAR DTF MEDICAL



Diffusion Technique Française
19, rue de la Presse - CS 60132 - 42003 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél. : (33) 4 77 74 51 11 - Fax : (33) 4 77 79 67 72

E-mail : dtf@dtf.fr - www.dtf.fr

DTF
medical