






Conçues pour apporter un niveau d'absorption et de douceur optimal, les alèses pour literie et fauteuils sont composées d'un coussin de fluff, de polyéthylène à l'extérieur et d'un voile doux à l'intérieur. Le gaufrage diamants garantit une diffusion optimale et une absorption rapide des liquides.



PLUS



SUPER

Produit	Taille	Absorption		Pièces par sachet	Sachets par carton	Référence	Code EAN13
iD Expert Protect	40x60	Plus		30	9	5800460300	5414874003954
iD Expert Protect	40x60	Super		30	9	5800475300	5414874003978
iD Expert Protect	60x60	Plus		30	4	5800660300	5414874003992
iD Expert Protect	60x60	Super		30	4	5800675300	5414874004012
iD Expert Protect	60x75	Super		30	4	5800775300	5414874004036
iD Expert Protect	60x90	Plus		30	4	5800960300	5414874004050
iD Expert Protect	60x90	Super		30	4	5800975300	5414474004074
iD Expert Protect	90x180	Super		20	4	5800075200	5414874004098