

# Gamme de tensiomètres anéroïdes **COLSON**®



- **Précision**
- **Ergonomie**
- **Résistance**

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Tensiomètre Manopoire «anti-choc»

Boîtier en ABS  
«soft touch» et  
cadran Ø 55mm.

Livré avec brassard  
taille M (254 à 406 mm).

Molette de  
décompression.

Poire de gonflage  
confort.

- Type : Manopoire anéroïde.
- Méthode de mesure : Auscultatoire.
- Cadran : Ø 55 mm.
- Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
- Précision :  $\pm 3$  mmHg / Graduation : 2 mmHg.
- Poids 165g (sans brassard).
- Garantie 2 ans.
- Livré avec trousse de rangement.

4 tailles supplémentaires  
de brassard sont  
également disponibles.



Désignation	Référence	Code ACL
Tensiomètre Stiléa avec brassard taille M. Nylon noir	CC 330 0100	34010 602 754 6 4
Brassard XS. Coton noir. Plage 130 à 200 mm	CC 330 0700	34010 602 754 7 1
Brassard S. Coton noir. Plage 184 à 267 mm	CC 330 0800	34010 602 754 8 8
Brassard L. Nylon noir. Plage 333 à 510 mm	CC 330 1000	34010 602 754 9 5
Brassard XL. Nylon noir. Plage 406 à 660 mm	CC 330 0600	34010 602 755 0 1

CE 0123