

DISPOSITIFS D'AIDE TECHNIQUE À LA POSTURE  
EN GEL ET MOUSSE **ALOVA™**



MINI TALONNIÈRE GELSCAR



- Diminution de la pression appliquée au talon.
- Réduction des risques de cisaillement de la peau.
- Limitation des risques d'échauffement de la peau par phénomène de « frictions ».

MINI TALONNIÈRE MONOCOMPARTIMENT



- Décharge totale du talon.
- Ergonomique (facile d'utilisation).
- Faible encombrement.
- Usage à « patient unique ».

ATTELLE RELEVEUR DE PIED



- Aide à la prévention de l'escarre talonnière ou aide au traitement de l'escarre constituée au talon.
- Décharge totale du talon.
- Alignement orthopédique du membre inférieur.
- Maintien latéral et en flexion du pied (100°) pour la prévention des équivalences.
- Déclive modérée de la jambe pour favoriser le retour veineux.



TALONNIÈRE STABILISATRICE




- Aide à la prévention de l'escarre talonnière ou aide au traitement de l'escarre constituée au talon.
- Décharge totale du talon
- Déclive modérée de la jambe pour favoriser le retour veineux.



TALONNIÈRE LARGE



- La jambe repose de manière homogène sur les masses musculaires du mollet réduisant l'appui au niveau du tendon d'Achille et des malléoles.
- Une décharge totale du talon est permise en décubitus dorsal.
- Permet la décharge de la zone talonnière en respectant l'axe physiologique du membre inférieur.



TALONNIÈRE FOND DE LIT



- Permet la décharge de la zone talonnière en respectant l'axe physiologique du membre inférieur.

CALE DE DÉCUBITUS



- La cale de décubitus permet de positionner le patient en position semi-latérale à 30° pour préserver les zones à risque (sacrum et trochanter) en reportant les pressions sur les zones à faible risque d'escarres dépourvues de saillies osseuses et bien vascularisées. L'utilisation d'un dispositif de décharge des talons peut être utilisé en complément pour des patients à risque élevé d'escarre.

LES DISPOSITIFS D'AIDE TECHNIQUE À LA POSTURE (DATP) EN GEL ET MOUSSE PERMETTENT DE PRÉVENIR L'ESCARRE TALONNIÈRE EN SOULAGEANT OU DÉCHARGEANT LES POINTS D'APPUI ET LES POSITIONS VICIEUSES DES MEMBRES INFÉRIEURS EN POSITION DÉCUBITUS LATÉRAL STRICT.

LES **+** PRODUIT

- S'adaptent à différentes morphologies
- Permet de réduire les points de pression dans les zones d'appuis à risque d'escarre(s)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR SEGMENT JAMBIER	MATÉRIAUX	PROTECTIONS	USAGE
MINI TALONNIÈRE GELSCAR	VGLS13U	Localisation talon	GEL FLUIDE	—	Unique
MINI TALONNIÈRE	VTM/54	19 cm	ZYPREX	Sans protection	
ATTELLE RELEVEUR DE PIED	VTAC410/CIC	41 cm	ALOVA	PROMUST CIC	Réutilisable
	VTAC450/CIC	45 cm			
TALONNIÈRE STABILISATRICE	VDT41A/CIC	41 cm		Promust PU HD	
	VDT45A/CIC	45 cm			
TALONNIÈRE LARGE	VTLA/HIPH	45 cm			
TALONNIÈRE FOND DE LIT	VTLAXL/HIPH	45 cm			
CALE DE DÉCUBITUS	VCDA/50			Promust PU HD	

Entretien : Housses Promust PU HD



Garantie 2 ans

Photos non contractuelles

FP000046/01.2018



WINN**CARE** France - 200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France  
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 - E-mail : contact.askie@winncare.fr - www.winncare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINN**CARE** se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques  
Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

