


**DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE**



**ECOMAX (largeur 600)**



## **CARACTÉRISTIQUES :**


- Divan d'examen à hauteur fixe 80 cm
- Sellerie confortable, tendue sans coutures apparentes, mousse épaisseur 5 cm largeur 600mm, classe anti feu M2

4 coloris au choix gamme ECOMAX : Bleu, vert, jaune ou noir


- Qualité acier, revêtement peinture époxy argent chromé
- Réglage du dossier en toutes positions par un système mécanique autobloquant
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen
- Capacité de charge : 150 kg en dynamique
- Livré démonté avec clé et notice de montage, 7 divans peuvent être gerbés sur une palette, économie en coûts de transport !!

## **COLORIS :**


- Sellerie




Galapagos



Bahamas



Tahiti



Malouines

## OPTIONS :

- **Largeur 700**
- **ACC538** : Jeu d'étaux pour gamme ECOMAX
- **ACC538- 110** : Jeu d'étaux pour gamme ECOMAX pour appuis bras

- **ACC105** : Paire d'étriers



- **ACC964** : Paire de repose-jambes polyuréthane noir

- **SLFEMIREPOSE** : Housse de protection repose-jambe, l'unité



- **ACC110POLY** : Gouttière prise de sang en polyuréthane noir adaptable sur divan, équipée d'une tige permettant le réglage en hauteur et profondeur



- **ACC110** : Gouttière prise de sang avec ferrure mais sans l'étau, l'unité



- **ACC990** : Jeu de 4 roulettes diamètre 125mm à freins



- **ACC32012** : Tige porte sérum longueur 1400




- **ACCBARRILITECOM** : Paire de barrières de lit  
Escamotables largeur 600

- **ACC54001** : Tête à demi lune largeur 600,  
revêtement non feu M1



- **ACC54002** : Tête à demi lune largeur 700,  
revêtement non feu M1

- **ACC514-124-600** : Protection Plastique  
largeur 600



- **ACC514-124-700** : Protection Plastique  
largeur 700

- **ACC832** : Trou visage avec bouchon

