



DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE

OV2-05-125



(Tête ergonomique en option)



CARACTÉRISTIQUES :

- Divan d'examen à hauteur variable électrique
- Hauteur variable de 49 à 89 cm
- Sellerie plate de bonne densité, largeur 700, non feu classé M1, 10 coloris au choix gamme sellerie classique
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d'avoir une très grande stabilité du divan
- Position Déclive-Proclive en standard
- Réglage de la tête en toutes positions par 2 vérins à gaz
- Commande : Télécommande manuelle multi fonctions
- Piètement carterisé : Hygiène optimale, coloris gris clair
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen position côté tête
- Equipé de 4 roulettes design double galets diamètre 125mm à freins
- Capacité de charge : 200 Kg en dynamique

OPTIONS :

- **ACC14** : Tête électrique


- **ACC150** : Jeu de 4 roulettes directionnelles, design Double galets avec freinage centralisé, diamètre 150mm



- **ACC76** : Jeu d'étaux pour gamme OVALIA



- **ACC105** : Paire d'étriers



- **ACC964** : Paire de repose-jambes avec revêtement polyuréthane noir



- **SLFEMIREPOSE** : Housse de protection repose-jambe, l'unité



- **ACC110** : Gouttière prise de sang avec ferrure, mais sans l'étau, l'unité



- **ACC32012** : Tige porte sérum longueur 1400



- **ACCBARRILITOV02** : Paire de barrières de lit escamotables pour largeur 700




- **ACCTETERGO** : Tête ergonomique réglable



- **ACCBATTERIE01** : Batterie pour divan OVALIA

- **ACC514-OVALIA02** : Protection Plastique OVALIA largeur 700



- **ACCOVALIA02** : Paire rails inox 25x10 Longueur 1800

- **ACC832** : Trou visage avec bouchon

