

Déambulateur pliant

Vienne



Un soutien pour plus d'autonomie

↗ Cadre de marche à 2 niveaux **Vienne**

Une aide à la marche

- Muni de **deux niveaux de main courante** pour faciliter le relevage
- Cadre de marche **réglable en hauteur** par boutons poussoirs sur 5 niveaux pour s'adapter à toutes les tailles
- **Robuste**, il supporte jusqu'à 130 kg
- **Pliable** pour un transport et un rangement plus aisés
- **Léger** pour plus de confort



Caractéristiques

- Profondeur hors-tout : 53 cm
- Largeur hors-tout : 61 cm
- Largeur plié : 11 cm
- Hauteur des poignées hautes : 80 à 93 cm
- Hauteur des poignées basses : 51 à 64 cm
- Largeur entre poignées : 42 cm
- Matière : aluminium
- Couleur : gris métallisé et noir
- Poids total : 2,6 kg
- Poids maximal supporté : **130 kg**

Référence	SA 120 4005	Code ACL	34010 952 754 2 2
-----------	-------------	----------	-------------------



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.

A 070 05 18 1
Photo non contractuelle – R.C.S. Nancy B 622 034 460