

Canne anglaise **PALLAS**

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

*Finition
époxy*

- Canne anglaise réglable en aluminium.
- Haut de canne bi-matière douce (5 couleurs).
- Finition anodisée ou époxy assortie.

- Hauteur min : **735 mm**
- Hauteur max : **960 mm**
- Réglage : **tous les 25 mm**
- Poids : **500 gr**
- Poids supporté : **140 kg**
- Code LPPR : **6259242**



*Finition
anodisée*

Bleu-Vert

Bronze

Fuschia

Noir

Menthe